

Bruksanvisning

KANMED[®] BABYBED



Art no: BB100-074 SE ver 2
2015-06-04



Varning

Läs denna manual noggrant.
Felaktig användning av sängen kan
eventuellt skada patient och personal.

Tillverkad av:

Kanmed AB
www.kanmed.se

Denna manual gäller för alla Kanmed BabyBed, BB100, BB300, BB400 och BB400F och som har röda stoppklossar och hydraulisk lutningsmekanism och för tidigare modeller som har uppgraderats.

Senaste versionen av bruksanvisningen finner du på www.kanmed.se under downloads.

Innehåll

1 AVSEDD ANVÄNDNING.....	3
2 VARNINGAR.....	3
3 BESKRIVNING AV SYMBOLER.....	4
4 ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER.....	5
5 RENGÖRING.....	8
6 PERIODISKA KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING.....	10
7 FELSÖKNING.....	10
8 TECHNISKA DATA.....	11
9 TECHNICAL SECTION - SERVICE AND MAINTENANCE.....	12
10 TILLBEHÖR /RESERVDELAR.....	14
11 GARANTIER.....	14
12 EMC INFORMATION.....	15
13 SKROTNING.....	15

BB400



BB100



1 Avsedd användning

Allmän beskrivning

Kanmed BabyBed finns i fyra versioner.

BB100	Standard modell med elektrisk höjdjustering
BB300	Samma som ovan men med fast höjd
BB400	Version för Tvillingar och med elektrisk höjdjustering
BB400F	Samma som ovan men med fast höjd

Avsedd användning

Den avsedda användningen av Kanmed BabyBed är att tillhandahålla en idealisk och ergonomisk samt säker vårdsäng för nyfödda och för tidigt födda barn i sjukhusmiljö.




Kanmed BabyBed är också avsedd att användas tillsammans med Kanmed BabyWarmer BW3 och BabyWarmer-50

Kanmed BabyBed skall användas av sjukhuspersonal eller av barnets föräldrar enligt de instruktioner som finns i denna manual och enligt etablerade kliniska rutiner. Enbart personer som har instruerats i säker användning av Kanmed BabyBed skall få använda denna.

2 Varningar

- Använd inte Kanmed BabyBed för barn som är så stora och rörliga att det finns risk att de kan röra sig / klättra så att de kan falla ut ur sängen.
- Säkerställ att sidosargerna är korrekt placerade och säkrade i högsta läget när barnet lämnas obevakat.
- Flytta inte runt sängen när den är upphöjd till högsta läget. Försök att alltid ställa den i lägsta läget vid transport.
- Använd inte Sargarna för att förflytta sängen – använd Sidohandtagen.
- Lämna inget barn obevakat om Sargarna är nedfällda.
- Respektera viktgränserna som anges i manualen.
- Placera inte elektronisk utrustning på hyllan under sängen.
- Kontrollera att sängen känns stabil dvs. att alla hjul och bultar är åtdragna.
- Innan du ändrar höjd försäkra dig om att ingen eller inget är i vägen.
- Ta bort Tältstången om sängen används utan tält.
- Tältstången är endast avsedd för tält.
- Om barn, släktingar eller patienter, eller patienter med särskilda behov kan komma att trycka / leka med Fotpedalen för höjdjustering skall du dra ut kontakten. Försäkra dig om att Kanmed BabyWarmer fortfarande får ström.
- Håll säkert avstånd till andra produkter som kan höjas eller sänkas.
- Max madrastjocklek är 40 mm
- Enbart personer som har erhållit utbildning på Kanmed BabyBed skall få använda denna.

3 Beskrivning av symboler

	Läs bruksanvisningen.
Gas Fjäder Sarg	Substantiv i denna manual som börjar med stor bokstav avser i regel en Kanmed produkt
BB100 BB400 BB300 BB400F	Standard modell med elektrisk höjdjustering Samma som ovan men med fast höjd Version för Tvillingar och med elektrisk höjdjustering Samma som ovan men med fast höjd
Högsta tillåtna säkra belastningar:  =10Kg  =42Kg Sängbaljan, alla versioner: Barnets(nens) totala vikt 10 kg + Vattenmadrass(er), Gel Madrasser eller andra madrass typer, total 10kg Lock Förvaringslåda under sängen: 2kg Förvaringslåda under sängen: 2kg Sidohandtagen: Max 3,5 kg för varje sida. Totalt 10 kilo på sidohandtagen tillsammans.	
	Symbol på Fotpedalen för att höja och sänka sängen (inte för BB300 och BB400T)
	Symbol för lutningsfunktionen, placerad på Sängbaljans högra sida.
	Uppfyller MDD 93/42 EEC
	Jordpotentialstift.
IP 30	Skydd mot intrång av vatten eller annat
	Protection grade Type B (Body) (inte för BB300 / BB400F)
	När sängen skall skrotas skall den lämnas till återvinning enligt direktiv EU 2002/96/EC (WEEE) om applicerbart.
 20XX	Tillverkningsår.
 9min/h	Längsta tid som pelaren får köras non stop per timme.
 88 Kg	Ungefärlig total vikt av säng när den är lastad till max enligt angivna viktgränser.
	Klämrisk

4 Användningsinstruktioner

4.1 Första rengöring

Kanmed BabyBed och tillbehör är fabriksrena men måste rengöras enligt era rutiner innan användning med patient.

Se sektion 5 Rengöring

Se sektion 5 för montering och borttagning av sidosarger.

4.2 Kontrollera stabilitet

Kontrollera att sängen känns stabil dvs. att alla hjul och bultar är åtdragna.

4.3 Sänka och höja Sargerna

Sidosargarna och Framsargen sänks ned på följande sätt:

Ta tag i överkanten på Sargen med båda händerna.

Dra Sargen upp ca ½ cm. Dra den mot dig ca 2 cm och tryck den försiktigt ned. Använd båda händer för att dra upp den till stopp, tryck den lite framåt och sen ned så att den låser sig.

Försäkra dig om att Sargarna rör sig obehindrat och är oskadda.

OBSERVERA: Kontrollera att ingenting är i vägen när du sänker eller höjer Sargarna.

OBSERVERA: Se avsnitt **Rengöring** för information om hur du tar bort Sargarna.



4.4 Förflytta Kanmed BabyBed

Använd alltid Sidohandtagen

VARNING: Använd alltid lägsta höjd när du förflyttar sängen – speciellt med barn i den.

OBSERVERA:

- Använd inte Sargarna för att förflytta sängen.
- Kom ihåg att ta bort alla kablar när du flyttar sängen.
- Använd hjulbromsarna när sängen är på plats.

4.5 Anslutning av Kanmed BabyBed till nätström (Inte för BB300 och BB400F)

Kanmed BabyBed måste anslutas till ett jordat uttag med en korrekt jordad kabel.

OBSERVERA: Det enda sättet att bryta strömmen är att dra ut kabeln vid sängen eller vid vägguttaget. Placera sängen så att du lätt kan komma åt nätkabeln. Placera nätkabeln så att ingen snubblar över den.

VARNING: För att undvika risken för en elektrisk stöt måste sängen alltid anslutas till jordat vägguttag.



4.6 Höjdjustering (Inte för BB300 och BB400F)

Höjden justeras med Fotpedalen.

Anslut ström och kontrollera att sängen rör sig fritt och utan konstiga ljud.

Motorn hörs tydligt – detta är en varning om att sängen rör sig.



VARNING:

När du ändrar höjd, säkerställ att ingen person, kabel eller annat är i vägen, att ingen kabel är lindad runt Pelaren eller fastnat på annat sätt.

Tänk två gånger och tryck en gång!

Om barn, släktingar eller patienter, eller patienter med särskilda behov kan komma att trycka / leka med Fotpedalen för höjdjustering skall du dra ut kontakten. Försäkra dig om att Kanmed BabyWarmer fortfarande får ström.


Blockera inte pelarens rörelser när du ändrar höjd.

4.7 Lutning

När du vill luta sängen tar du tag i båda

Hörnhandtagen och trycker in Lutningsreglaget samtidigt som du ställer in önskad lutning. Släpp reglaget.

Om du anser att största lutningen är för mycket kan en tekniker enkelt reducera max lutning.



4.8 Tältstång, Tält och Madrass

Sätt fast Tältstången i det bakre beslaget.

Håll den vinkelrät mot sängen och så att

skruvarna kan passera i groparna.

Tältet har en insydd kanal för att hålla Tältet på plats.

Placera tältsidorna utanför Sargarna.

Lägg madrassen i sängen.



Användning av andra madrasser och tält än Kanmeds kan eliminera Kanmeds produktansvar.



4.9 Sängbaljan

Sängbaljan ligger "löst" ovanpå sängplattformen för att den enkelt skall kunna tas bort för rengöring av både balja och plattform.

Om du vill ha Sängbaljan fastsatt kan Kanmed tillhandahålla en specialtejp.



4.10 Förvaringslådor

Förvaringslådor med (eller utan) lock kan monteras på pelaren. Fn. max 3 styck.
Lådor och lock kan svänga hela vägen runt och hålls på plats i innerläget.
Respektera viktbegränsningarna som är 2kg för lådan och 2 kg för locket.


4.11 Kanmed BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer kontrollenhet kan hängas på Sidohandtagen. Ett annat handtag finns att montera på BW3 kontrollenheten så att den sitter bättre fast på Sidohandtagen. (art no 800-0057)
Ett liknande kommer att finnas för BW-50 kontrollenhet. Se även www.kanmed.se
Kabeln för värmeelementet bör föras genom hålet i botten på Sängbaljan.
Kanmed BabyWarmer kontrollenhet ansluts till nätet med sin egen kabel eller med en kort specialkabel som ansluts på baksidan av pelaren.
Se bild. (Order Nummer 800-0502)
Läs Kanmed BabyWarmer bruksanvisning för ytterligare information.



4.12 Hållare för dropp/ dränagerör


Alla sängar kan utrustas med ett beslag på baksidan som kan hålla två 25 mm rör.
Beställningsnummer finns i sektion 10



4.13 Andra tillbehör

Kanmed tillbehör monteras med den instruktion som medföljer tillbehöret.
Respektera viktgränserna som anges i sektion 3.
Fastsättning av annan utrustning och tillbehör kräver noggrant övervägande beträffande lämplighet, viktgränser mm. Kontakta Kanmed för råd.
Kanmed är endast ansvarig för tillbehör som levereras av Kanmed .
Se www.kanmed.se för information om tillgängliga tillbehör.

Den kilformade utskärningen på bakre Sargen är tänkt för inkilning av slangar och kablar vid behov.



5 Rengöring

Allmän information

Kanmed BabyBed skall rengöras noggrant mellan varje patient, som ett minimum. Följ era fastställda rutiner för rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning. Kontrollera alla delar för förslitning och att de är i gott skick före och efter rengöring.

Nedan är en lista med de desinfektionsämnen som Kanmed kan rekommendera. Överdriven rengöring kan eventuellt förkorta livslängden för vissa detaljer. Kontakta Kanmed om du har frågor.

Sargerna är gjorda i PET, ett material som tål alla kända rengöring och desinfektionsmedel. Använd inte lösningsmedel som till exempel aceton.

Rengöring: Använd tvål och vatten

Desinfektion: Kanmed BabyBed tål de vanligast förekommande desinfektionsmedel som till exempel torkdukar med Virkon®, Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® DES +45 och liknande. Tvivlar du så prova på en undanskymd yta eller kontakta Kanmed.

DETALJINFORMATION

5.1 Rengöring

Använd väl urvridna trasor.

OBSERVERA: Kanmed BabyBed får under inga omständigheter avspolas.

Använd inte desinfektionskammare.

5.2 Sängbaljan

Sängbaljan kan lyftas ut för att förenkla rengöring. Då kommer man också åt sängplattformen.

5.3 Rengöring av Sargarna


Så tar du bort sargarna:

Pressa/skjut de röda stoppklossarna inåt mot mitten.

Nu kan sargen dras rakt up.

Tvätta **inte** sargarna i en diskmaskin.

Använd inte trasor eller medel som kan repa.



5.4 Sargskenorna

Sargskenorna kan lätt dras ut ur hörnen för rengöring.

De är markerade med R för höger och L för vänster


Smörj eventuellt in spåret med lite vaselin

så att sargarna glider bra. En tops fungerar bra som "pensel".



5.5 Sätta sargarna tillbaka på sängen

Sätt in sargskenorna i hörnan
Den skall klicka in i hålet i hörnan och stanna kvar.
Observera vänster och höger.
Sätt in sargarna i spåret röd pil.
Tryck ned sargen parallellt.
Sargarna skall automatiskt fastna i högsta läget.
Den skall glida lätt.
Om det går trögt kan det lösas med lite smörjmedel.
Dra de röda stopklossarna utåt



5.6 Förvaringslådor och lock

Förvaringslådor och lock görs rena på samma sätt som övriga sängen.

5.7 Madrass

Rengörs som resten av sängen.


5.8 Tält

Se etiketten för instruktion.

Om Tältet behöver extra rengöring kan det tvättas i 90°C. Kan resultera i att det krymper och slits ut tidigare.

5.9 Hörn

Om hörnstöden inte ser ut som på bilden skall du kontakta din leverantör för omgående utbyte.



6 Periodiska kontroller innan användning

Allmänt

Kontrollera att alla delar är felfria och inte uppvisar sprickor eller liknande. Byt delar som inte är i bra skick.

Årlig kontroll av tekniker behövs – se teknisk sektion.

Rekommenderade kontroller innan användning	Utförs av	Intervall	Ytterligare information
Sargarnas funktion	Användare	Vid varje ny användning	Kontrollera att sargarna kan höjas och sänkas utan problem och att de fastnar i översta läget.
Lutning	Användare	Vid varje ny användning	Kontrollera att lutningen går lätt och ljudlöst och att den fastnar rejält i önskat läge.
Kablar och kontakter	Användare	Varje dag	Kontrollera att de är oskadda.
Stabilitet och integritet	Användare	Varje dag	Kontrollera att sängen är i bra skick, stabil och att alla delar fungerar korrekt
Kanmed BabyWarmer	Användare		Se Kanmed BabyWarmer bruksanvisning.
Hjul och bromsar	Användare	Före användning	Måste sitta fast och bromsa

7 Felsökning

Symtom	Möjligt fel	Åtgärd
Pelaren rör sig inte eller inte som förväntat. (Icke för BB300 och BB400F)	Ingen ström	Kontrollera kablar och att det finns ström i nätuttag.
	Något blockerar rörelsen	Kontrollera att inga hinder finns
	Elektriskt fel	Teknisk service
	Fotpedal felaktig eller kabel inte ansluten.	Teknisk service
Sängen kan inte luta som vanligt. Den fastnar i vissa positioner. Den stannar inte kvar i vald lutning.	Vajerreglaget felaktigt eller måste justeras.	Teknisk service
	Något blockerar. Gasfjäder trasig (osannolikt)	Kontrollera att inget hinder finns
Sängen känns ostabil	Lösa skruvar eller hjul.	Teknisk service
Höjdändringar orsakar ovanligt ljud.	Pelare felaktig	Teknisk service
Sargarna är tröga eller fastnat.	Felaktig montering	Kontrollera montering. Se sektion 5.5 Eventuellt behövs lite infettning.

8 Tekniska data

	BB100 Standard BB300 Fasthöjd	BB400 Tvilling BB400F Fast höjd tvilling
Ytermått	L850mm B630mm	L950mm B800mm
Sängbalja Innermått	L690mm B465mm H90 mm Material PP	L765mm B640mm H90mm Material PP
Höjd sängbotten över golvytan	Min 78 cm Max 108 cm Fast höjd är 80cm	
Sarghöjd	Ca 24 cm över sängbotten.	
Vikt	Ca 46 kg Fast höjd ca 36 kg	Ca 52kg Fast höjd ca 42 kg
Hjulbas	64 cm x 87 cm	
Hjul	Diameter 125mm bromsade, låser även rotation.	
Lutning	Ca 17 grader	
Madrass	Skum med överdrag	
Tält	Tvättbart 60°C (90°C) se etikett.	
Förvaringslåda	L320mm B330mm H120mm, Lock 320x330mm	
Färger	Unisex ljusblå för alla plastdetaljer. Hjul och metall delar ljusgrå.	
Nätspänning BB100/400	230V 50Hz / 60 Hz or 115V 60Hz 70VA	
Säkring BB100/400	2xT6,3A 230V, Byt endast till säkringar av samma typ.	
Strömuttaget på pelaren: Max 300W		
Skyddsklass BB100/400: Class I		

Produktförändringar VARNING	All modifiering av Kanmed BabyBed inkluderat tillbehör är inte tillåtet utan Kanmeds skriftliga medgivande och kan fränta Kanmed från allt produktansvar.
Skapa system	Om någon ansluter Kanmed BabyBed till andra systems nätuttag kan denna ha skapat ett så kallat system enligt IEC 60601-1 sektion 16, då måste denna person vara kvalificerad att utvärdera eventuella konsekvenser som kan skada patient, användare eller utrustning.
Förväntat livslängd	Kanmed garanterar en säker livstid på 10 år från den dagen produkten tas i bruk. Detta är under förutsättning att produkten har underhållits enligt bruksanvisningen och tekniska manualen och att den inte har modifierats på något sätt.

Produkten är CE-märkt.

Tillåten omgivningsmiljö

I bruk: +10 till + 40°C, <85% RH

Transport: -20 to +60°C, icke kondenserande.

Lagring: +10 to +40°C, icke kondenserande.

Lufttryck: 70 to 106 kPa

9 Technical Section - Service and Maintenance

NOTE: All spare parts used for replacement or repairs shall be supplied by Kanmed or its authorized distributor. The use of "non Kanmed permitted parts" will automatically reassign all safety responsibilities to the hospital. Only qualified personnel, biomed engineer or equivalent, shall attempt repairs. Do not attempt repairs with a patient in the bed.

9.1 Annual checks / maintenance

Check the following at least once a year:

- That cables and connectors free of defects.
- Check the Side Walls for cracks or damages.
- Check the Corners – no cracks in the plastic, screws tightened? Note, special plastic screws.
- Check the Side Wall Guides
- Check that the Side Walls lower and raise without problems and is easily lifted away.
- Check that the Foot Pedal for Pillar height control responds without delay, that the raising and lowering function is working correctly and that it makes no unusual noise when operated and that its cable is undamaged.
- Check that the tilt function works correctly. It should not make any noises.
- Check that the wire to the Gas Spring and tilt handle is undamaged.
- Check that the wheels are tightened to the stand and not damaged in any way, that they roll without noise, and that the wheel locking function works properly.
- Check that all screws are properly tightened, especially the screws connecting the height adjusting Pillar to the wheel base, the screws on top of the Pillar, the screws holding the Bed Platform and Gas Spring.
- Check that Foot Pedal Label is not worn
- Check that the Bed Tray Labels are not worn.

Service

NOTE

Always unplug the power before doing repair on the BabyBed.
Always make a complete function test after repairs.

9.2 Adjusting the release of the tilt function / Gas Spring

Hydraulic Tilt release

If the bed has mechanical tilt release then refer to version 1 of this manual for service information.

Available on www.kanmed.se.

It is a rather simple operation to upgrade to hydraulic tilt – contact your distributor.

By pressing the button you activate the release pin located at the top of the gas spring in the release head.

If the tilt is not moving or not blocked by the gas spring then you must adjust the function.

Release the gas piston from the bracket on the pillar and release the locking nut at the release head (see picture)

Tilt is not moving: Turn (clockwise) the gas spring one turn in, insert gas piston in the bracket and push in the bolt. Test that it now moves freely and locks hard when the button is released.

The tilt is not locking: Turn (counterclockwise) the gas spring and test.

Make a final check. Then tighten the bolts and the locking nut.



9.2.1 Adjusting the tilt limit.

The tilt limit can be limited by moving down the Gas Spring holder bracket on the Pillar. Make sure to tighten it properly.

9.3 Changing or adjusting a Side Rail or Corner

See spare part list for part numbers. The Side Rail Corners are screwed from the underside with two (2) special plastic screws at each Corner. The holes in the Bed are oval allowing a tight adjustment of the Side Rails. It is advisable to remove the screws at min 2 Corners to fit new Corners or Side Rails.

Do not use any other screws than Kanmed part no 700-0880 because they will not have enough holding power. A screw can be screwed in and out about 6 times in the same plastic hole.

9.4 Adding, removing or adjusting Storage Boxes

Loosen the screws to the Storage Box Holder. Move it to the new position and tighten the screws properly.

To remove or add an extra Box Holder: Raise the Pillar more than 5 cm. Press down the black plastic frame that goes around the bottom of the Pillar. Now you can remove the bolt pins or add bolt pins.

When adding Storage Boxes ensure that the Front Side Wall can be lowered sufficiently.

NOTE: The aluminum pin must be inserted through the box before bolting it to the bracket.

9.5 Changing the Foot Pedal / electrical connections

Lay the Bed carefully on its side. Unplug the pedal from the Pillar. Unscrew the Foot Pedal and replace it. Raise the Bed and check functions and that up / down arrows are indicating correct.

9.6 Changing the Pillar

Raise the Pillar electrically about 5 cm if possible.

Unplug power.

Empty the Bed and remove side walls and the Baby Tray.

Remove Storage Boxes. Press the plastic frame at the bottom of the Pillar down. Peel away the plastic strips so that you can remove the metal pins that hold accessories to the Pillar. If Pillar could not move then you will have to order new metal pins.

Remove Gas Spring from the Pillar as well as its bracket.

Loosen the bolts that hold the Bed Platform. Don't forget the earth cable.

Loosen the bolts on top of the Pillar to remove the Bed bracket. Observe the earth cable on the underside.

Unplug the height control.

Turn the Pillar/Bed upside down.

Unscrew the earth potential stud connections.

Remove the earth protection cable under the Bed.

Loosen screws under the wheel base and remove the foot pedal.

Unscrew the Pillar. Observe the earth cable

To assemble - redo in reverse order.

Make a full function check and an electrical safety test to ensure that the Bed Platform is properly grounded.

10 Tillbehör / reservdelar

Part no	Beskrivning	Anmärkning
800-0077	Side Wall left/right BB100/BB300	23 cm height.
800-0076	Side Wall front BB100/BB300	23 cm height.
800-0010	Side Wall rear BB100/BB300	23 cm height, Grooves for tubing
800-0079	Side Wall left/right BB400/400F	23 cm height.
800-0078	Side Wall front BB400/400F	23 cm height.
800-0042	Side Wall rear BB400/400F	23 cm height, Grooves for tubing
800-0072	Låsknapp sarg (stoppkloss)	Set of 4
800-0074	Side Wall Guide Left side	Set of 4
800-0073	Side Wall Guide Right side	Set of 4
800-0023	Side Rail front/rear BB100/BB300	Length 400mm
800-0022	Side Rail sides BB100/BB300	Length 620mm
800-0044	Side Rail front/rear BB400/BB400F	Length 577mm
800-0045	Side Rail sides BB400/BB400F	Length 723mm
800-0011	Corner for Side Rail, for all models	
700-0880	Screws for Corner Bracket	Use only these special screws
BB155	Mattress BB100/BB300	Plastöverdragen skummadrass
BB450	Mattress BB400/BB400F	Plastöverdragen skummadrass
800-0004	Baby Tray BB100/BB300	
800-0041	Baby Tray BB400/BB400F	
800-0002	Storage Box	
800-0013	Storage Box holder	Includes set of bolt pin and screws
800-0001	Storage Box lid	
BB171	Bottle holder	
800-0065	Bracket for DIN rails (fits the Side Rails)	Not yet available
800-0020	Tent Pole	
800-0057	Bracket/handle for BW3	Gör att BW3 sitter stadigt
800-0502	Special power cable for BabyWarmer	Length 80-100cm
800-0003	Wheel top Cover	
BB160	Tent for BB100 / BB300	Please check with your local supplier or on the KANMED homepage www.kanmed.se for colors available
BB460	Tent for BB400/400F	
800-0501	Foot Pedal with cable	
800-0029	Bolt pin for accessories (that are to be fixed on the Pillar)	Dia 7 mm, L 30 mm Screw M5. Including the screws. Set of two
800-0503	Label Bed tray	
800-0501	Label Foot pedal	

OBSERVERA: Andra reservdelar och tillbehör kan finnas. Kontrollera med Kanmed eller på www.kanmed.se Där finner du även senaste versionen av bruksanvisningen.

11 Garantier

Kanmed garanterar att BabyBed är felfri under en period av 12 månader från inköpsdatum om inte annat avtalats skriftligt. Garantierna täcker inte plastdetaljer så som sargar, hörn samt madrasser och tält med flera. Kanmeds enda åtaganden vid fel inom garantiperioden är att efter eget beslut:

- Reparera utrustningen med nya eller utbytesdelar
- Byta utrustningen eller delar av den mot likvärdig utrustning
- Ta tillbaka utrustningen mot återbetalning

Garantin gäller inte om utrustningen:

- Har modifierats, justerats eller reparerats utan Kanmeds medgivande
- Har modifierats, justerats eller reparerats på annat sätt än enligt Kanmeds skrivna anvisningar
- Har använts felaktigt, missköts eller på annat sätt skadats

Denna garanti gäller enbart om ett fel som uppträder inom garantiperioden omedelbart skriftligt anmäls till Kanmed. Kanmed tar inte på sig ansvar för skador som uppkommer p.g.a. avsteg från garantibestämmelser, felaktig användning, otillåtna modifieringar, avsteg från vedertagna säkerhetsåtgärder eller annan försumlighet.

12 EMC Information

Kanmed BabyBed uppfyller tillämpliga delar av standard IEC 60601-1-2:2007 Electromagnetic compatibility (EMC).

Kanmed BabyBed skall användas i sjukhusmiljö men inte tätt intill Diatermiutrustning eller MR kameror.

VARNING: Användande av kablar eller tillbehör som inte är specificerade av kanmed kan resultera i ökad elektromagnetisk utstrålning eller minskad immunitet vilket eventuellt kan påverka funktionen.

VARNING: Bärbara utrustningar som utstrålar radiosignaler som mobiltelefoner, modem eller liknande skall inte användas närmare än 30 cm från utrustningen då detta eventuellt kan påverka funktionen.

OBSERVERA: Utstrålad energi från denna utrustning gör den lämplig för användning i industriell eller sjukhusmiljö (CISPR 11 class A). Om den används i hemmiljö finns det en risk att den inte är tillräckligt skyddad mot påstrålade radiosignaler. Användaren får i så fall flytta utrustningen.

För ytterligare information om EMC uppfyllande med den specificerade standarden, test nivåer, mm; var vänlig kontakta Kanmed


13 Skrotning



När Kanmed BabyBed skall skrotas skall den lämnas för återvinning enligt EU 2002/96/EC (WEEE) direktivet om tillämpligt.



KANMED°BABYBED



Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Telephone +46 8 56 48 06 30
Telefax +46 8 56 48 06 39

E-Mail: info@kanmed.se
Home page: www.kanmed.se

Distributör: