

Bruksanvisning

KANMED[®] BABYBED



Art no: BB100-080 NO vers. 2
2016-01-04



Advarsel

Les denne manualen nøye før bruk.
Feilaktig bruk av sengen kan
eventuelt skade patient og bruker.

Produsert av:

Kanmed AB

www.kanmed.se

Denne bruksanvisning gjelder for alle Kanmed BabyBed, BB100, BB300, BB400 och BB400F og som har røde stoppeklosser og hydraulisk tiltmekanisme, og for tidligere modeller som har blitt oppgradert.

Siste versjon av bruksanvisningen finner du på www.kanmed.se under downloads.

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| 1 BRUKSOMRÅDE | 3 |
| 2 ADVARSLER | 3 |
| 3 FORKLARING AV SYMBOLER | 4 |
| 4 INSTRUKSJON FOR BRUK | 5 |
| 5 RENGJØRING | 8 |
| 6 PERIODISKE KONTROLLER FØR BRUK | 10 |
| 7 FEILSØKING | 10 |
| 8 TEKNISKE DATA | 11 |
| 9 TECHNICAL SECTION - SERVICE AND MAINTENANCE | 12 |
| 10 TILLBEHØR/RESERVEDELER | 14 |
| 11 GARANTI | 14 |
| 12 EMC INFORMASJON | 15 |
| 13 KASSERING | 15 |

BB400



BB100



1 Bruksområde

Beskrivelse

Kanmed BabyBed finnes i fire modeller.

| | |
|--------|---|
| BB100 | Standard modell med elektrisk høydejustering |
| BB300 | Samme som ovenfor, men med fast høyde |
| BB400 | Modell for tvillinger og med elektrisk høydejustering |
| BB400F | Samme som ovenfor, men med fast høyde |

Bruksområde













Kanmed Babybed er en ergonomisk og sikker stelleseng for nyfødte og for tidlig fødte barn på sykehus. Kanmed BabyBed er også beregnet for bruk sammen med Kanmed BabyWarmer BW3 og BabyWarmer-50

Kanmed BabyBed skal brukes av sykehusets pleiepersonell eller av barnets foreldre ifølge de instruksjoner som finnes i denne bruksanvisningen og ifølge sykehusets kliniske rutiner. Kanmed Babybed skal bare brukes av personer som har fått nødvendig opplæring i sikker bruk.

2 Advarsler

- Bruk aldri Kanmed Babybed til barn som er så store at de kan bevege seg/klatre slik at de kan falle ut av sengen.
- Kontroller at sideveggene er riktig plassert, og at de er sikret i i øverste stilling dersom barnet forlates uten tilsyn.
- Flytt ikke rundt når den står i øvre posisjon. Forsøk alltid å senke den til laveste stillingen ved transport.
- Bruk ikke sideveggene ved flytting av sengen. Bruk sidehåndtakene.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn når sideveggene er senket.
- Respekter vektgrensene som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Plasser ikke elektronisk utstyr på hyllen under sengen.
- Kontroller at sengen er stabil, og at alle hjul og bolter er festet.
- Ved justering av sengens høyde må det kontrolleres at ingen ting er i veien.
- Fjern teltstangen dersom telt ikke er i bruk.
- Teltstangen er kun beregnet for telt.
- Dersom barn, slektninger eller pasienter med spesielle behov kan tenkes å trykke/leke med fotpedalen for høyderegulering, skal nettstøpslet trekkes ut. Kontroller at evt. Kanmed Babywarmer får strøm.
- Hold sikker avstand til andre produkter som kan senkes/heves.
- Maksimal tykkelse på madrassen er 40 mm
- Bare personer som har fått nødvendig opplæring i bruk skal bruke Kanmed Babybed.

3 Forklaring av symboler

| | | |
|--|---|---|
|  | Les bruksanvisningen. | |
| BB100 BB400 BB300 BB400F | Standard modell med elektrisk høydejustering Samme som ovenfor, men med fast høyde Modell for tvillinger og med elektrisk høydejustering Samme som ovenfor, men med fast høyde | |
| Høyeste tillatte sikre belastninger: | | |
|  | | |
| <p>Sengebalje, alle modeller: Barnets(barnas) totala vikt 10 kg + vannmadrass(er), Gel madrasser eller andre madrass typer, total 10kg Hylle over skuff under sengen: 2kg Skuff under sengen: 2kg Sidehåndtak: Maks 3,5 kg per side. Totalt 10 kilo på sidehåndtak tilsammen.</p> | | |
|  | Symbol på fotpedalen for å heve og senke sengen (ikke for BB300 og BB400T). | |
|  | Symbol for tiltfunksjon, plassert på sengebaljens høyre side. | |
|  | Oppfyller MDD 93/42 EEC | |
|  | Jordpotensialklemme. | |
| IP 30 | Kapslingsgrad | |
|  | Beskyttelsesgrad Type B (Body) (ikke för BB300 / BB400F) | |
|  | Når sengen skal kasseres skal den leveres til gjenvinning ifølge direktiv EU 2002/96/EC (WEEE). | |
|  20XX | Produksjonsår. |  9min/h Maksimal tid som løftemekanismen kan kjøres pr. time |
|  88 Kg | Omtrentlig totalvekt av seng når den er lastet med maksimal tillat vekt. | |
|  | Klemrisiko | |

4 Instruksjon for bruk

4.1 Første rengjøring

Kanmed BabyBed og tilbehør er rene ved levering, men må rengjøres ifølge sykehusets rutiner før bruk med pasienter.

Se seksjon 5 Rengjøring

Se seksjon 5 for montering og demontering av sidevegger.

4.2 Kontroller stabilitet

Kontroller at sengen er stabil og at alle hjul og bolter er festet.

4.3 Senke og heve sidevegger.


Sidevegger og frontvegg senkes på følgende måte:

Ta tak i veggens overkant med begge hender

Løft veggene opp ca ½ cm. Trekk den mot deg ca 2 cm og trykk den forsiktig nedover. Bruk begge hender for å trekke den opp til den stopper, trykk litt fremover og deretter litt ned slik at den låser seg. Kontroller at veggene glir lett og at de er uskadde.

OBSERVER: Kontroller at ingen ting er i veien når du senker eller hever veggene.

OBSERVER: Se avsnitt **Rengjøring** for informasjon om hvordan veggene demonteres.



4.4 Forflytting av Kanmed BabyBed

Bruk alltid sidehåndtakene.

ADVARSEL: Senk sengen til laveste høyde når den forflyttes, spesielt når det ligger barn i den.

OBSERVER:

- Ikke hold i veggene ved forflytning.
- Husk å fjerne alle kabler etc. før flytting av sengen.
- Bruk hjulbremsene når sengen er på plass.

4.5 Tilkobling av Kanmed BabyBed till nettstrøm (Ikke for BB300 och BB400F)

Kanmed BabyBed må tilkobles et jordet nettuttak med en korrekt jordet kabel.

OBSERVER: Den eneste måten du kan bryte strømmen, er å trekke ut kabelen fra vegguttaket eller fra sengen. Plasser sengen slik at du enkelt kan nå kabelen. Plasser kabelen slik at ingen snubler i den.

ADVARSEL: For å unngå risiko for elektrisk støt må sengen alltid tilkobles et jordet nettuttak.



4.6 Høydejustering (Ikke for BB300 og BB400F)

Høyden justeres med fotpedalen.

Tilkoble til strøm, og kontroller at sengen beveger seg uten unormale lyder.

Motoren høres tydelig – dette er et varsel om at sengen beveger seg.



ADVARSEL:

Når du endrer høyde må du kontrollere at ingen person, kabel eller noe annet er i veien, at ingen kabel henger i løftesøylen eller andre steder.


Tenk to ganger og trykk en gang!

- Dersom barn, slektninger eller pasienter med spesielle behov kan tenkes å trykke/leke med fotpedalen for høyderegulering, skal nettstøpslet trekkes ut. Kontroller at evt. Kanmed Babywarmer får strøm.

Blokkør ikke løftesøylens bevegelse når du forandrer høyde.

4.7 Tilting av seng

Når du vil tilte sengen tar du tak i begge hjørnene og trykker på utløserknappen på høyre side samtidig som du stiller inn ønsket grad av tilting. Slipp utløserknappen. Kontakt Med.tekn. avd. dersom du ønsker å redusere maksimal vinkel.



4.8 Teltstang, telt og madrass.

Sett fast teltstangen i det bakre beslaget.

Hold den vinkelrett slik at skruene passer i styringsporet.

Teltet har en innsydd kanal for å holde det på plass.

Teltsiden legges utenfor sideveggene.

Legg madrassen i sengen.



Bruk av andre madrasser og telt kan endre Kanmeds produktansvar.



4.9 Sengebalje

Sengebaljen ligger løst opp på sengeplattformen for at den enkelt skal kunne fjernes for rengjøring av balje og sengeplattform.

Om du vill ha sengebaljen festet, kan dette gjøres med en spesialtape fra Kanmed.




4.10 Skuffer

Skuffer, med eller uten lokk, kan monteres på løftesøylen.

Maks 3 stk.

Skuffer og lokk kan svinges ut til begge sider, og holdes på plass av stopper. Respekter vektbegrensningene som er 2 kg for skuffen, og 2 kg for lokket.



4.11 Kanmed BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer kontrollenhet kan henges på sidehåndtaket. Et spesialfeste kan monteres på kontrollenheten BW3 slik at den sitter bedre. (art.nr 800-0057)

Et lignende feste vil bli tilgjengelig også for kontrollenheten BW-50

Se også www.kanmed.se

Kabelen for varmeelementet bør føres gjennom hullet i bunnen av sengebaljen.

Kanmed BabyWarmer kontrollenhet tilkobles til lysnettet med egen kabel, eller med en kort spesialkabel som tilkobles på løftesøylen.

Se bilde. (Art.nr. Nummer 800-0502)


Les Kanmed BabyWarmer bruksanvisning for ytterligere informasjon.



4.12 Brakett for infusjonsstativ/drenasje

Alle senger kan utstyres med en brakett for montering av 2 stk 25 mm infusjonsstativ og drenasje.

Art.nr finnes i seksjon 10.



4.13 Annet tilbehør

Kanmed tilbehør monteres ifølge den instruksjon som medfølger tilbehøret.

Respekter vektgrensene som oppgis i seksjon 3


Montering av annet utstyr kan gjøres, men det må tas hensyn til vekt etc.

Kontakta Avalon Medical for råd.

Kanmed er kun ansvarlig for det utstyr som leveres fra Kanmed.

Se www.kanmed.se for informasjon om tilgjengelig tillbehør.

Den kileformede utskjæringen på bakveggen er bergnet for gjennomføring av kabler og slanger ved behov.



5 Rengjøring

Allmen informasjon

Kanmed BabyBed skal rengjøres nøye mellom hver pasient.

Følg forøvrig sykehusets renholdsprosedyre for rengjøring og desinfeksjon av denne type utstyr.

Kontroller at alle deler er i orden før og etter rengjøring.

Nedenfor følger en anbefalt listeover desinfeksjonsmidler som kan brukes. Overdrevet renhold kan minske levetiden til enkelte deler. Kontakt Kanmed om du har spørsmål om rengjøring.

Alle sidevegger er produsert i PET, et materiale som tåler de fleste kjente rengjøring- og desinfeksjonsmidler.

Bruk ikke løsningsmidler som f.eks. Aceton

Rengjøring: Använd tvål och vatten

Desinfeksjon: Kanmed BabyBed tåler de vanligste desinfeksjonsmidler, f.eks. Virkon®, Diversey Limpiador Colorado, Clinell savietter, Chlor Clean savietter, Meliseptol® rapid, Dax, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® DES +45 og lignende.

Er du i tvil bør du teste på en "ikke viktig" flate eller kontakt Kanmed.

DETALJINFORMASJON

5.1 Rengjøring

Bruk fuktige kluter.

OBSERVER: Kanmed BabyBed må aldri spyles.

Bruk ikke desinfeksjonskammere.

5.2 Sengebalje

Sengebaljen kan løftes ut for å forenkle rengjøring. Dette gir også god tilgang til sengeplattformen.

5.3 Rengjøring av sidevegger


Slik tar du ut sideveggene:

Skyv de røde låsene mot midten.

Nå kan sideveggene trekkes opp.

Vask ikke sengene i vaskemaskin.

Bruk ikke kluter eller annet materiale som kan lage riper



5.4 Glideskinner for sidevegger

Glideskinnene kan lett trekkes ut i hjørnene for rengjøring. De er merket R for høyre og L for venstre.


Kan evt. smøres med Vaseline etc. slik at sideveggene blir lett.

En vattpinne fungerer bra som "pensel".



5.5 Tilbakemontering av sideveggene

Sett inn glideskinnene i hjørnet.
De skal klikke inn i åpningen og bli sittende.
Observer høyre og venstre.
Sett inn sideveggene i sporet (rød pil)
Trykk ned sideveggene på begge sider.
Sideveggene skal utomatisk stoppe i øvre posisjon.
De skal gli lett.
Dersom de glir tregt kan de smøres.
Dra låseknappene utover mot hjørnene.



5.6 Skuffer og lokk

Skuffer og lokk rengjøres på samme måte som resten av sengen.

5.7 Madrass

Rengjøres som resten av sengen.


5.8 Telt

Se etiketten for vaskeanvisning

Dersom teltet trenger ekstra rengjøring, kan det vaskes i 90 grader C. Vask i 90 grader kan medføre krymping og kortere levetid.

5.9 Hjørne

Dersom hjørnebraketten ikke er helt lik den på bildet må leverandøren Avalon Medical kontaktes



6 Periodiske kontroller før bruk

Allment

Kontroller at alle deler er feilfrie, og at de ikke har sprekkdannelser. Bytt deler som ikke er i god stand.

Årlig kontroll skal utføres av Medisinsk-teknisk personell. – se teknisk seksjon.

| Anbefalte kontroller før bruk. | Utføres av | Intervall | Ytterligere informasjon |
|--------------------------------|------------|-----------|---|
| Sideveggenes funksjon | Bruker | Før bruk | Kontroller at dideveggen kan heves og senkes uten proble, og at de låser i øvre posisjon. |
| Tilting | Bruker | Før bruk | Kontroller at tiltingen går lett og lydløst, og at den låser i ønsket posisjon. |
| Kabler og kontakter | Bruker | Hver dag | Kontroller at de er uskadet. |
| Stabilitet og integritet | Bruker | Hver dag | Kontroller at sengen er i god stand, stabil, og at alle deler fungerer tilfredsstillende. |
| Kanmed BabyWarmer | Bruker | Hver dag | Se Kanmed BabyWarmer bruksanvisning. |
| Hjul og bremsar | Bruker | Før bruk | Må sitte fast og låse. |

7 Feilsøking

| Symtom | Mulig feil | Hva bør gjøres |
|---|--|---|
| Løftesøylen beveger seg ikke, eller ikke som forventet. (Ikke for BB300 og BB400F) | Ikke strøm | Kontroller kabler, og at det er strøm i nettkontakten. |
| | Noe hindrer bevegelsen | Kontroller/fjern hindringer |
| | Elektrisk feil | Teknisk service |
| | Feil på fotpedal eller ikke tilkoblet | Teknisk service |
| Sengen kan ikke tiltes som normalt. Stopper i noen posisjoner. Låser ikke i valgt posisjon. | Feil på hydraulisk utløser | Teknisk service |
| | Noe hindrer bevegelse. Feil på gassfjær (ikke sannsynlig)) | Fjern hindringer |
| Sengen er ustabil | Løse skruer eller hjul. | Teknisk service |
| Ulyder ved endring av høyde | Feil i løftesøyle | Teknisk service |
| Sideveggene går tregt | Feil montering | Kontroller montering. Se seksjon 5.5 Smør glideskinner ved behov |

8 Tekniske data

| | BB100 Standard BB300 Fast høyde | BB400 Tvilling BB400F Fast høyde tvilling |
|------------------------------|--|--|
| Yttermål | L850mm B630mm | L950mm B800mm |
| Sängbalje Inv. mål | L690mm B465mm H90 mm Materiale PP | L765mm B640mm H90mm Materiale PP |
| Høyde sengebunn over gulv | Min 78 cm Max 108 cm Fast høyde er 80cm | |
| Sidevegger | Ca 24 cm over sengebunn. | |
| Vekt | Ca 46 kg Fast høyde ca 36 kg | Ca 52kg Fast høyde ca 42 kg |
| Hjulavstand | 64 cm x 87 cm | |
| Hjul | Diameter 125mm med brems, låser også rotation. | |
| Tilt | Ca 17 grader | |
| Madress | Skum med overtrekk | |
| Telt | Vaskbart 60°C (90°C) se etikett. | |
| Skuff | L320mm B330mm H120mm, Lokk 320x330mm | |
| Farger | Unisex lyseblå på alle plastdetaljer. Hjul och metalldele lysegrå. | |
| Nätspänning BB100/ 400 | 230V 50Hz / 60 Hz or 115V 60Hz 70VA | |
| Säkring BB100/400 | 2xT6,3A 230V, Bytt kun til samme type sikring. | |
| Strømuttaket på løftesøylen: | Maks 300W | |
| Beskyttelsesgrad BB100/400: | Class I | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktforandringer ADVARSEL | Modifisering av Kanmed BabyBed er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Kanmed. Kanmeds produktansvar opphører dersom et produkt modifiseres. |
| Skapa system | Dersom noen tilkobler BabyBed til et annet produkts nettkontakt, kan det skapes et såkalt system ifølge IEC 60601-1. Den som evt. gjør dette må være kvalifisert til å vurdere evt. konsekvenser av denne sammenkobling, og om det kan skade pasient, bruker eller produkt. |
| Forventet brukstid på produktet | Kanmed garanterer en sikker brukstid på 10 år fra den dag produktet tas i bruk. Det er en forutsetning at produktet er blitt regelmessig vedlikeholdt ifølge bruksanvisning/teknisk manual, og at den ikke på noen måte er modifisert. |

Produktet er CE-merket.

Tillatt omgivelsestemperatur

I bruk: +10 till + 40°C, <85% RH

Transport: -20 to +60°C, ikke kondenserende.

Lagring: +10 to +40°C, ikke kondenserende.

Lufttrykk: 70 to 106 kPa

9 Technical Section - Service and Maintenance

NOTE: All spare parts used for replacement or repairs shall be supplied by Kanmed or its authorized distributor. The use of "non Kanmed permitted parts" will automatically reassign all safety responsibilities to the hospital. Only qualified personnel, biomed engineer or equivalent, shall attempt repairs. Do not attempt repairs with a patient in the bed.

9.1 Annual checks / maintenance

Check the following at least once a year:

- That cables and connectors free of defects.
- Check the Side Walls for cracks or damages.
- Check the Corners – no cracks in the plastic, screws tightened? Note, special plastic screws.
- Check the Side Wall Guides
- Check that the Side Walls lower and raise without problems and is easily lifted away.
- Check that the Foot Pedal for Pillar height control responds without delay, that the raising and lowering function is working correctly and that it makes no unusual noise when operated and that its cable is undamaged.
- Check that the tilt function works correctly. It should not make any noises.
- Check that the wire to the Gas Spring and tilt handle is undamaged.
- Check that the wheels are tightened to the stand and not damaged in any way, that they roll without noise, and that the wheel locking function works properly.
- Check that all screws are properly tightened, especially the screws connecting the height adjusting Pillar to the wheel base, the screws on top of the Pillar, the screws holding the Bed Platform and Gas Spring.
- Check that Foot Pedal Label is not worn
- Check that the Bed Tray Labels are not worn.

Service

NOTE

Always unplug the power before doing repair on the BabyBed.

Always make a complete function test after repairs.

9.2 Adjusting the release of the tilt function / Gas Spring

Hydraulic Tilt release

If the bed has mechanical tilt release then refer to version 1 of this manual for service information.

Available on www.kanmed.se.

It is a rather simple operation to upgrade to hydraulic tilt – contact your distributor.

By pressing the button you activate the release pin located at the top of the gas spring in the release head. If the tilt is not moving or not blocked by the gas spring then you must adjust the function.

Release the gas piston from the bracket on the pillar and release the locking nut at the release head (see picture)

Tilt is not moving: Turn (clockwise) the gas spring one turn in, insert gas piston in the bracket and push in the bolt. Test that it now moves freely and locks hard when the button is released.

The tilt is not locking: Turn (counterclockwise) the gas spring and test.

Make a final check. Then tighten the bolts and the locking nut.



9.2.1 Adjusting the tilt limit.

The tilt limit can be limited by moving down the Gas Spring holder bracket on the Pillar. Make sure to tighten it properly.

9.3 Changing or adjusting a Side Rail or Corner

See spare part list for part numbers. The Side Rail Corners are screwed from the underside with two (2) special plastic screws at each Corner. The holes in the Bed are oval allowing a tight adjustment of the Side Rails. It is advisable to remove the screws at min 2 Corners to fit new Corners or Side Rails.

Do not use any other screws than Kanmed part no 700-0880 because they will not have enough holding power. A screw can be screwed in and out about 6 times in the same plastic hole.

9.4 Adding, removing or adjusting Storage Boxes

Loosen the screws to the Storage Box Holder. Move it to the new position and tighten the screws properly.

To remove or add an extra Box Holder: Raise the Pillar more than 5 cm. Press down the black plastic frame that goes around the bottom of the Pillar. Now you can remove the bolt pins or add bolt pins.

When adding Storage Boxes ensure that the Front Side Wall can be lowered sufficiently.

NOTE: The aluminum pin must be inserted through the box before bolting it to the bracket.

9.5 Changing the Foot Pedal / electrical connections

Lay the Bed carefully on its side. Unplug the pedal from the Pillar. Unscrew the Foot Pedal and replace it. Raise the Bed and check functions and that up / down arrows are indicating correct.

9.6 Changing the Pillar

Raise the Pillar electrically about 5 cm if possible.

Unplug power.

Empty the Bed and remove side walls and the Baby Tray.

Remove Storage Boxes. Press the plastic frame at the bottom of the Pillar down. Peel away the plastic strips so that you can remove the metal pins that hold accessories to the Pillar. If Pillar could not move then you will have to order new metal pins.

Remove Gas Spring from the Pillar as well as its bracket.

Loosen the bolts that hold the Bed Platform. Don't forget the earth cable.

Loosen the bolts on top of the Pillar to remove the Bed bracket. Observe the earth cable on the underside.

Unplug the height control.

Turn the Pillar/Bed upside down.

Unscrew the earth potential stud connections.

Remove the earth protection cable under the Bed.

Loosen screws under the wheel base and remove the foot pedal.

Unscrew the Pillar. Observe the earth cable

To assemble - redo in reverse order.

Make a full function check and an electrical safety test to ensure that the Bed Platform is properly grounded.

10 Tillbehör /reservedeler

| Part no | Beskrivning | Anmärkning |
|----------|---|---|
| 800-0077 | Side Wall left/right BB100/BB300 | 23 cm height. |
| 800-0076 | Side Wall front BB100/BB300 | 23 cm height. |
| 800-0010 | Side Wall rear BB100/BB300 | 23 cm height, Grooves for tubing |
| 800-0079 | Side Wall left/right BB400/400F | 23 cm height. |
| 800-0078 | Side Wall front BB400/400F | 23 cm height. |
| 800-0042 | Side Wall rear BB400/400F | 23 cm height, Grooves for tubing |
| 800-0072 | Red Side Wall Stopper | Set of 4 |
| 800-0074 | Side Wall Guide Left side | Set of 4 |
| 800-0073 | Side Wall Guide Right side | Set of 4 |
| 800-0023 | Side Rail front/rear BB100/BB300 | Length 400 mm |
| 800-0022 | Side Rail sides BB100/BB300 | Length 620 mm |
| 800-0044 | Side Rail front/rear BB400/BB400F | Length 577 mm |
| 800-0045 | Side Rail sides BB400/BB400F | Length 723 mm |
| 800-0011 | Corner for Side Rail, for all models | |
| 700-0880 | Screws for Corner Bracket | Use only these special screws |
| BB155 | Mattress BB100/BB300 | Plastöverdragen skummadrass |
| BB450 | Mattress BB400/BB400F | Plastöverdragen skummadrass |
| 800-0004 | Baby Tray BB100/BB300 | |
| 800-0041 | Baby Tray BB400/BB400F | |
| 800-0002 | Storage Box | |
| 800-0013 | Storage Box holder | Includes set of bolt pin and screws |
| 800-0001 | Storage Box lid | |
| BB171 | Bottle holder | |
| 800-0065 | Bracket for DIN rails (fits the Side Rails) | Not yet available |
| 800-0020 | Tent Pole | |
| 800-0057 | Bracket/handle for BW3 | Gör att BW3 sitter stadigt |
| 800-0502 | Special power cable for BabyWarmer | Length 80-100cm |
| 800-0003 | Wheel top Cover | |
| BB160 | Tent for BB100 / BB300 | Please check with your local supplier or on the KANMED homepage www.kanmed.se for colors available |
| BB460 | Tent for BB400/400F | |
| 800-0501 | Foot Pedal with cable | |
| 800-0029 | Bolt pin for accessories (that are to be fixed on the Pillar) | Dia 7 mm, L 30 mm Screw M5. Including the screws. Set of two |
| 800-0503 | Label Bed tray | |
| 800-0501 | Label Foot pedal | |

OBSERVER: Andre reservedeler og tilbehør kan finnes. Sjekk på Kanmed hjemmesider www.kanmed.se Der vil du også kunne finne seneste utgave av Bruksanvisningen.

11 Garantier

Kanmed garanterer at BabyBed skal være feilfri i en periode på **5år** fra innkjøpsdato dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Garantien dekker ikke sidevegger, plastdetaljer som hjørner samt madrasser og telt. Ved feil i garantiperioden kan Kanmed selv bestemme:

- Om enheten skal repareres med nye eller innbyttedeler
- Bytte av enhet eller deler av den mot likeverdig utstyr
- Ta enheten i retur mot tilbakebetaling.

Garantien gjelder ikke dersom produktet:

- har blitt modifisert, justert eller reparert uten Kanmeds godkjenning
- har blitt modifisert, justert eller reparert på annen måte enn anbefalt fra Kanmed
- har blitt brukt feil, eller på annet vis blitt skadet

Denne garantien gjelder kun dersom feilen er meldt til Kanmed i garantiperioden .Denna garanti gäller enbart om ett fel som uppträder inom garantiperioden omedelbart skriftligt anmäls till Kanmed. Kanmed tar inte på sig ansvar för skador som uppkommer p.g.a. avsteg från garantibestämmelser, felaktig användning, otillåtna modifieringar, avsteg från vedertagna säkerhetsåtgärder eller annan försumlighet.

12 EMC Information

Kanmed BabyBed oppfyller tillämpliga delar av standard IEC 60601-1-2:2007 Electromagnetic compatibility (EMC).

Kanmed BabyBed skall användas i sjukhusmiljö men inte tät intill Diatermiutrustning eller MR kameror.

VARNING: Användande av kablar eller tillbehör som inte är specificerade av kanmed kan resultera i ökad elektromagnetisk utstrålning eller minskad immunitet vilket eventuellt kan påverka funktionen.

VARNING: Bärbara utrustningar som utstrålar radiosignaler som mobiltelefoner, modem eller liknande skall inte användas närmare än 30 cm från utrustningen då detta eventuellt kan påverka funktionen.

OBSERVERA: Utstrålad energi från denna utrustning gör den lämplig för användning i industriell eller sjukhusmiljö (CISPR 11 class A). On den används in hemmaliknande miljö finns det en risk att den inte är tillräckligt skyddad mot påstrålade radiosignaler. Användaren får i så fall flytta utrustningen.

För ytterligare information om EMC uppfyllande med den specificerade standarden, test nivåer, mm; var vänlig kontakta Kanmed

13 Kassering



Når Kanmed BabyBed skall kasseres skall den leveres til gjenvinning ifølge EU 2002/96/EC (WEEE) direktivet.



KANMED^o BABYBED



Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Telefon +46 8 56 48 06 30
Telefax +46 8 56 48 06 39

E-Mail: info@kanmed.se
Hjemmeside: www.kanmed.se

Distributør: Avalon Medical, Biskop Jens Nilssøns gate 5, 0659 Oslo. Tlf 23036370

Hjemmeside: Avalon-Medical.no