

KANMED^o WARMINGCABINET

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN TECHNISCHE HANDLEIDING

Universele Kanmed-warmhoudkasten
Kanmed-warmhoudkasten voor dekens
Kanmed Combinatie Warmtecabinet

GE-2300-075 VER 4



OPMERKING:

Deze handleiding bevat naast belangrijke informatie over veiligheid en dagelijks gebruik ook onderhouds- en service-instructies. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.



Geproduceerd door:
KANMED AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA Zweden

2014-05-12

Deze handleiding heeft betrekking op alle warmhoudkasten met artikelnummer GE-23xx

OPMERKING:

De vooraf ingestelde maximumtemperatuur in de **universele kasten** is doorgaans 42⁰C.
De vooraf ingestelde maximumtemperatuur in de **warmhoudkasten voor dekens** is doorgaans 70⁰C.

De vooraf ingestelde maximum temperatuur in de **combinatie warmte cabinet**, is normaal 42⁰C in het vloeistof compartiment en 70⁰C in de deken compartiment

De kast kan echter met een andere maximumtemperatuur zijn besteld. De temperatuur kan ook door uw eigen technicus zijn gewijzigd.

Druk op SET en ▲ om de selecteerbare maximumtemperatuur te bekijken.

Controleer of de inhoud van de kast bestand is tegen deze temperatuur.

Groot Cabinet op poten.: U moet de kast aan de muur bevestigen door middel van de ingebouwde beugels aan de bovenkant.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
2. ALGEMENE BESCHRIJVING	4
3. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES	5
4. INSTALLATIE	5
5. DE KAST GEBRUIKEN	5
6. ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING	6
7. TECHNICAL SECTION EN PROBLEEMOPLOSSING	6
8. TECHNICAL DATA	9
9. ACCESSORIES AND SPARE PARTS	10
10. CIRCUIT DIAGRAM FOR CABINETS WITH ART. NO. GE-23XX	12
11. WARRANTY	13
12. EMC COMPATIBILITY STATEMENT	15

UITPAKKEN EN PAKLIJST

De kast wordt zorgvuldig ingepakt wanneer deze door Kanmed wordt verzonden. Controleer of er beschadigingen zijn en meld deze onmiddellijk aan de leverancier. Beschadigingen die worden gemeld als de kast is gebruikt, worden niet geaccepteerd. Volg bij uitpakken de instructies tijdens het installeren van de kast.

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BEOOGD GEBRUIK

De Kanmed-warmhoudkasten (modellen GE-23xxx) zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het opwarmen van gelkussens, dekens, vloeistoffen, chirurgische instrumenten, enz. De Kanmed-warmhoudkasten moeten worden gebruikt door ziekenhuispersoneel dat is getraind aan de hand van deze gebruikershandleiding en werkt volgens de gebruikelijke ziekenhuisprotocollen.





De Kanmed-warmhoudkasten zijn **NIET** bedoeld voor het opwarmen van bloed- en voedingsproducten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANBEVELING

- Stel de kast zodanig op dat deze zowel verticaal als horizontaal juist geplaatst is.
- **Kast op pootjes: U moet de kast aan de muur bevestigen door middel van de ingebouwde beugels aan de bovenkant.**
Opmerking! Als de kast, **op eigen risico**, niet aan de muur is bevestigd, mag u niet meer dan één plank/lade per keer uit de kast halen.
- Kasten op wieltjes zijn niet bedoeld voor het transport van ziekenhuisproducten. De wieltjes zijn bedoeld om de kast te kunnen verplaatsen om gemakkelijk onder en achter de kast te kunnen schoonmaken.
- Kasten op wieltjes moeten langzaam en zeer voorzichtig worden gerold. Zorg ervoor dat tijdens het verplaatsen de wielen nergens tegenaan botsen. Rol het cabinet met de voorkant in de richting waar u naartoe wil
- Trek nooit tegelijkertijd alle planken/laden uit de kast. Als de kast niet goed aan de muur is bevestigd, kan de kast voorover kantelen.
- De planken/laden mogen niet worden overbelast.
- De maximale belasting van een plank is 20 kilo.
- De maximale belasting van een lade is 20 kilo.
- Maak de bovenste plank niet te vol; er moet een ruimte van minstens 5 cm vrij zijn voor een goede luchtcirculatie.
- Voorkom het blokkeren van de ventilatieopeningen aan de binnenkant van de kast.
- Zorg ervoor dat de inhoud bestand is tegen de geselecteerde temperatuur. Als dit niet het geval is, kan de inhoud worden vernietigd en kunnen patiënten brandwonden oplopen.
- Risico op brandwonden bij patiënten. Als de temperatuur van de kast hoger is dan 42°C, moet u controleren of de artikelen niet te warm zijn wanneer u bij de patiënt aankomt.
- Risico op brandwonden bij uzelf. Als de temperatuur van de kast hoger is dan 42°C, moet u voorzichtig zijn bij het aanraken van de inhoud en de binnenkant van de kast.
- Gebruik de kast nooit voor het opwarmen van bloed- en voedingsproducten.
- De wielen moeten volgens de onderstaande afbeelding worden gemonteerd.
-



VERKLARING VAN SYMBOLEN

Combinatie warmte cabinet Het verwarmingscompartiment is heet.	
I AAN O UIT	~ Wisselstroom
 UP-knop, temperatuur omhoog	 DOWN-knop, temperatuur omlaag
 SET-knop, weergeven en wijzigen van de gewenste temperatuur	

2. ALGEMENE BESCHRIJVING

DE KAST

De kast is gemaakt van roestvrij staal en is zeer goed geïsoleerd om warmteafgifte aan de omgeving te voorkomen en geluidsoverlast te beperken. Om dezelfde reden is de deur voorzien van dubbele beglazing met veiligheidsglas (als het breekt, valt het in duizenden kleine stukjes uiteen).

HET VERWARMINGSCOMPARTIMENT

Het verwarmingselement, de ventilator, de thermostaat T2 en de temperatuursensor zijn allemaal gemonteerd op een uitneembare plank in de bovenkant van de kast. Het verwarmingselement wordt op zijn plaats gehouden door een kleine schroef. Wanneer deze schroef wordt losgedraaid, kan het volledige verwarmingscompartiment worden uitgenomen. Hierdoor is onderhoud snel en eenvoudig.

HET ELEKTRONICACOMPARTIMENT

Het elektronicacompartiment bevindt zich boven op de kast. Het stroomsnoer is aangesloten aan de achterzijde van het elektronicacompartiment.

DE PLANKEN/LADEN

De planken/laden lopen op wieltjes en kunnen volledig worden uitgetrokken tot ze automatisch stoppen. Til de voorkant van de plank/lade omhoog om deze volledig te kunnen verwijderen om te reinigen of herplaatsen.

EXTRA PLANKEN/LADEN

Er zijn extra planken/laden en rails verkrijgbaar.

Bevestig de rails met de meegeleverde schroeven in de voorbereide montagegaten en duw daarna de plank/lade op de juiste plaats door de voorkant hoger te houden dan de achterkant.

De planken in de warmhoudkast voor dekens zijn bevestigd door middel van schroeven in de voorgeboorde gaten. In de Deken Warmtecabinet worden de planken geplaatst met behulp van de gaten in de zijkanten.

3. Beschrijving van de functies

De warmhoudkast en de inhoud ervan worden opgewarmd door circulerende warme lucht die wordt verwarmd door een verwarmingselement van 1000 watt. De warme lucht wordt rondgeblazen door een ventilator en wordt gelijkmatig verspreid via de openingen. De temperatuur wordt geregeld door de temperatuurregelaar T1 waarop de temperatuur is ingesteld.

De thermostaat T2 functioneert als bescherming tegen oververhitting en neemt de temperatuurbeheersing over wanneer de luchttemperatuur 5°C hoger komt dan de ingestelde maximumtemperatuur. Op hetzelfde moment gaat de rode lamp aan de voorkant branden om aan te geven dat er een storing is. In het verwarmingselement zelf zit een extra bescherming tegen oververhitting, die zichzelf reset. Deze bescherming wordt geactiveerd wanneer de ventilator stopt of te langzaam werkt.

De AAN/UIT schakelaar isoleert de cabinet elektronica van de hoofdstroom.

OPMERKING: Als de rode lamp ter indicatie van oververhitting brandt, is er een storing die moet worden verholpen door een technicus.

4. INSTALLATIE

Stel de pootjes bij zodat de kast waterpas staat. Sluit de kast aan op een geaard stopcontact.

OPMERKING: Bevestig een kast op pootjes altijd met de ingebouwde beugels aan de muur om te voorkomen dat de kast voorover kantelt.

5. DE KAST GEBRUIKEN

5.1 ALGEMEEN ADVIES

Zet het cabinet aan met de groene knop(pen) aan de bovenzijde van het front paneel. Controleer de ingestelde temperatuur en pas deze zo nodig aan volgens 5.2.

5.2 TEMPERATUURWIJZIGING EN -INDICATIE

Wanneer de kast is ingeschakeld en de deur is gesloten, geeft het display de feitelijke werktemperatuur in de kast weer in °C.

Wanneer op de set-knop wordt gedrukt, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven. De laatste ingestelde temperatuur wordt opgeslagen in de controller. De werktemperatuur kan in stappen van 1°C worden geselecteerd binnen het bereik dat vooraf is ingesteld in de fabriek of door uw technicus.

De universele kast is doorgaans ingesteld op 42°C. De warmhoudkast voor dekens is meestal ingesteld op 70°C.

Regelaar (artikelnummer: 700-0821)



SET geven.	Druk op de set-knop om de ingestelde (geselecteerde) temperatuur weer te geven. De ingestelde waarde wordt weergegeven en het OUT-lampje knippert gedurende 2 seconden.
UP	Druk op SET. Druk binnen 2 seconden op de opwaartse pijl om de temperatuur te verhogen totdat de gewenste waarde op het display wordt weergegeven.
Down	Druk op SET. Druk binnen 2 seconden op de neerwaartse pijl om de temperatuur te verlagen totdat de gewenste waarde op het display wordt weergegeven.

6. ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

6.1 REINIGING

Met normale schoonmaakmiddelen voor oppervlakken reinigen en desinfecteren. Indien gecontamineerd met bijvoorbeeld Hepatitis, HIV, MRSA etc gebruik een sterker desinfectans volgens ziekenhuis protocol

7. TECHNICAL SECTION EN PROBLEEMOPLOSSING

7.1 TEMPERATURE CONTROL/CALIBRATION

To be performed yearly by a qualified technician only.

Ventilator-compartiment: Controleer het ventilator-compartiment voor het verzamelen van stof en reinig indien nodig

Temperatuur: Jaarlijks temperatuur controleren zoals de secties hieronder vermeld.

GENERAL INFORMATION

Power Cable: Check the integrity of the power cable and verify proper earth connection.

The working temperature is regulated by the temperature regulator T1 and the over temperature protection by capillary thermostat T2. When checking the calibration of T1 and T2, their value shall be compared to the value of precision thermometer with an air sensor. The sensor T2 can be adjusted through a hole in the bottom of the heating compartment.

Place the sensor of the precision thermometer in the middle of the cabinet. Allow at least 1 hour for proper warming up.

7.1.1 TEMPERATURE REGULATION

INFORMATION ABOUT TEMPERATURE MEASUREMENT AND CALIBRATION

T1 is a powered microprocessor temperature regulator/indicator that has resolution of 1°C.

Corrections can be done through a series of pushing's on the regulator buttons according to the description below.

PROCEDURE

Place the external control sensor as described under GENERAL INFORMATION above.

Start the warming and wait until the temperature is stable (at least 1 hour).

Compare the external control thermometer with the set temperature and if the deviation is bigger than $\pm 1^{\circ}\text{C}$ adjust as follows.

Regulator type No 700-0821

1. Press \uparrow and \downarrow exactly simultaneously (only one beep may be heard, if you don't succeed- .repeat) and keep buttons pressed for 5 sec until the indicator display shows "PA".
2. Press set one time.
3. Press \downarrow within 15s until -19 is displayed.
4. Press set one time.
5. Press \uparrow and \downarrow exactly simultaneously until "SP"(Select Parameter) is displayed
6. To change a parameter press \uparrow or \downarrow button till parameter "CA1" is received.
7. Press SET once and within 2 sec on \uparrow or \downarrow button to enter the noted temperature difference. Press SET again
For example: The display shows 50°C but the external control temperature shows 47°C . The difference is -3°C . To compensate this difference press \downarrow button 3 times. Store the new calibrated value by pressing \uparrow and \downarrow simultaneously (only one beep may be heard, if you don't succeed- repeat) and keep pressed for 5 sec until the indicator display shows the actual temperature.
8. Make a new measurement of the temperature and control that T1 shown value compares to that of the external thermometer.

7.1.2 OVER TEMPERATURE T2 CALIBRATION AND CHECK

The temperature sensor T2 is a capillary thermostat in series with the heating element.

In the Kanmed Cabinet its hysteric is 4°C max. When delivered T2 is set to 5°C above the maximum value of T1. The activation of T2 is identified by a clear click sound as well as when the red over temperature lamp is lit

The procedure described below is a simplified method to check and if necessary adjust T2

PROCEDURE

1. Follow the procedure above, step 1-5.
2. To change a parameter press \uparrow or \downarrow button till parameter "r2" is received. Normally set to 42°C or 70°C . Press "set" and change it to 47 and press set again.
3. Exit the program by pressing the up and down buttons \uparrow and \downarrow until normal view is present.
4. Press Set again and set the temp to 47°C and let the cabinet temperature stabilise.
5. When the temperature is stable adjust the over temperature by turning T2's adjustment screw with a screwdriver (you find it through the hole on the underneath of the shelf). Turn the adjustment screw fully clockwise (+). Now Turn counter clockwise back to activation (one click sounds), turn again clockwise past the activation point in tiny steps (a new click sounds). You have now set the over temperature to about 47°C .
6. Repeat the procedure 1-3 and set back the maximal selectable temperature to 42°C .
7. Check that you don't activate the over temperature indication when running the cabinet in normal operation (with T1 prepared on 42°C) If this should happen you have to repeat the procedure and set T2:s activation point a bit higher.

7.2 TROUBLE SHOOTING

If the warming is not starting, check as follows:

- Power in the wall socket?
- Power Switch on (If power is OK it will show a green light)
- Power cable connected (UK only - plug fuse OK)?
- Cabinet fuses OK?
- Is the fan rotating? It shall start as soon as the power switch is on. If it is not rotating, making a strange noise or rotates slowly it must be changed.
- Check the fan and that the air intake under the heating compartment is not blocked.
- Red lamp lights up now and then. Check the capillary thermostat and the temperature regulating unit.

NOTE: All checking that involves opening the heating compartment must be done by a qualified technician. Ensure that the cables to the heating compartment do not get stuck when you close the heating compartment after service actions

7.3 CHANGING THE MAXIMUM TEMPERATURE, UP OR DOWN.

Follow the procedure described in 7.1.2 and re-adjust T2 so that it is 4-5°C higher than T1.

NOTE: Think carefully about the risks and consequences of setting the max temp limit **higher** than the factory set temperature and about how to make the staff aware that a higher temperature might have been set by someone not authorised to change the temperature.

7.4 ACOUSTIC HIGH TEMP ALARM AND TEMPERATURE LOCK

Please contact Kanmed if you want to activate an acoustic over temperature alarm or lock the possibility to change temperature at all..

8. TECHNICAL DATA

	Large Cabinets		Small Cabinets		Combination
	Universal	Blanket	Universal	Blanket	Fluid and Blanket
Outside measurements Height / Width / Depth	168cm /66cm/ 64cm Height without wheels or feet		95cm / 66cm / 64cm Height without wheels or feet		Same as Large Cabinet
Inner Volume	≈415 litres	≈415 litres	≈190 litres	≈190 litres	≈160 +≈160 litres
Inside measurements Height / Width / Dept	140 cm/56 cm/53 cm		65 cm/56 cm/53 cm		≈59 cm /56 cm/ 53 cm x 2
Height Feet. Height Wheels	Feet 13 -18 cm. Wheels 16cm. On the large Cabinets the front wheels stick out 10 cm and add 2 x 13 cm to the total width.				
Voltages / Power max / Fuses	230VAC ± 10% / ≈900W (1800W double Cabinet) / T6,10A 250V . 115VAC 60Hz is also available. Please contact Kanmed.				
Average power consumption	100 -200W	100 -250W	100 -200W	150-250W	150-250W
Possible number of Basket / Shelves	10	4	5	2	4 in fluid comp. 2 in blanket comp.
Shelf Width x Dept x Height Weight (GE- 41500)	52x50x2 cm / 4 kg	53x49x1,2 cm /2,2 kg	52x50x2 cm / 4kg	53x49x1,2 cm / 2,2 kg	52x50x2 cm / 4kg
Basket size Weight (GE-41600)	52x50X10cm 6kg	Only shelves	52x50x10cm 6 kg	Only shelves	52x50X10 cm / 6kg
Weight without shelves / baskets	≈130 kg	≈130 kg	≈100 kg	≈100 kg	≈140 kg
Doors with magnetic handle	Doors can be hung left or right. Factory standard is left hung. Please specify when ordering. Right hung will increase the delivery time with about 3 weeks.				
Load per shelf/basket	Maximum 20kg				
Warming Capacity	Warms 10 pieces Kanmed Gel GE-455015 from 22°C to 40°C in less than 3 hours.				
Temperature range	35°C to 50°C	35°C to 80°C	35°C to 50°C	35°C to 80°C	36°C to 50°C 36°C to 80°C
Accuracy	± 2°C	± 4°C	± 2°C	± 4°C	±2°C and ±4°C
Factory set maximum temperature	42°C	70°C	42°C	70°C	42°C and 70°C
Other features, information	Made of high quality stainless steel. Polyurethane foam insulation for minimal heat leakage and optimal sound insulation. The Door has double energy saving safety glass. Large and Small Universal Cabinets are equipped with rails for 10/5 shelves or baskets. Height between the shelves and baskets in the Universal Cabinet is ≈13cm. In the Blanket Warming Cabinets the shelves can be moved up or down in steps of 13 cm.				
Temperature regulation	Programmable electronic temperature regulator with display. Temperature can be blocked at a fixed value. A capillary thermostat ensures independent over temperature prevention. A bimetal thermostat is integrated in the heating element.				
Other Kanmed warming products	For anaesthesia. Kanmed Operatherm with Gel Pads and Kanmed WarmCloud. For neonatal use. Kanmed BabyWarmer and Kanmed BabyBed				
CE - marking	According to 89/366/EEC and 93/68/EEC (EN 60601-1-2, EN55011 (1991))				
Expected Lifetime	Kanmed warrants a safe lifetime of 10 years from first day of use. This is under the condition that the Cabinet has been serviced according to the user and or service manual and that the unit has not been modified or changed in any way or for any reason				

9. ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Ordering Information					
Article /Ordering Numbers:	Large Cabinet		Small Cabinet		Combination Cabinet
	Universal	Blanket Warming	Universal	Blanket Warming	Fluid and blanket warming
Cabinet with adjustable feet	GE-2350L	GE-2380L	GE-2350S	GE-2380S	GE-2350D
Shelf	GE-41500	-	GE-41500	-	GE-41500
Basket	GE-41600	-	GE-41600	-	GE-41600
Shelf Blanket Cabinet	-	GE-41580	-	GE-41580	GE-41580
Wheel Kit Large Cabinet	GE-41700	GE-41700	-	-	GE-41700
Wheel Kit Small Cabinet	-	-	GE-41900	GE-41900	-


SPARE PARTS

Part no	Position, picture		Description	Quantity
700-0180	4	S2	Mains power switch	1
700-0848	8	M1	Fan	1
700-0862	8	M1	Fan, Only for GE-2350 D (2pcs per cabinet)	1
700-0849	12	HE	Heating Element	1
700-0457	9	G1	Temperature sensor	1
700-0864	9	G1	Temperature sensor in lower compartment GE-2350 D	1
700-0456	10	TR	Transformer (Not valid in GE-2350 D)	1
700-0821	5	T1	Temperature regulator	1
700-0863	5	T1	Temp. regulator GE-2350D Only (2pcs per cabinet)	1
700-0458	6	T2	Thermostat	1
700-0187	7	L1	Red lamp	1
700-0202			Glass for door to cabinet 175 cm high	1
700-0212			Glass for door to cabinet 90 cm high	1
700-0850			Magnetic Handle for door	1
700-0203			Wall mounting bracket	2
700-0669			Door gasket	2m
700-0206			Foot for cabinet	1
			Fuse holder	1
	4		Fuse T6,3A	
	13	F2	Fuse T50mA	
	4		Fuse T 10A Only for 2350 D	
GE-E4055			Pair of rails for cabinets with serial number 4xxx up to 4070	1




Note: Parts and location may vary depending of type of cabinet.

10. CIRCUIT DIAGRAM for cabinets with Art. no. GE-23xx



GE-2350D COMBINATION CABINET:



11. WARRANTY

Kanmed warrants the purchaser that the Warming Cabinet is free from defects in material and workmanship for a period of 24 month from the date of delivery.

The sole obligation of Kanmed with respect to any such defect is limited to the repair with new or re-manufactured parts or, at the discretion of Kanmed, replacement of the equipment or refunding of the purchase price.

This warranty shall not apply if the product has been modified, adjusted or repaired other than by Kanmed or by organisations authorised by Kanmed or modified, adjusted or repaired not in accordance with written instructions provided by Kanmed or if the equipment has been subject to misuse, negligence or accident.

These warranties are made on the condition that prompt notification of a defect is given to Kanmed or its authorised dealers within the warranty period.

Kanmed shall have the sole right to determine whether a defect exists.

Kanmed shall not in any case be liable for special or consequential damages arising from the breach of warranty, breach of contract, negligence or any other legal theory.



When the product have reached end of life, it should be returned to the distributor for recycling in accordance with the EU 2002/96/EC (WEEE) directive if applicable.

Blanket Warming Cabinet



12. EMC COMPATIBILITY STATEMENT

Manufacturer's declaration – electromagnetic emissions	
The KanMed Warmingcabinet GE-2350/GE-2380 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the KanMed Warmingcabinet GE-2350/GE-2380 should assure that it is used in such an environment.	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable
Electromagnetic Environment	The KanMed Warmingcabinet GE-2350/GE-2380 is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

Manufacturer's declaration – electromagnetic immunity	
The KanMed Warmingcabinet GE-2350/GE-2380 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the KanMed Warmingcabinet GE-2350/GE-2380 should assure that it is used in such an environment.	
IMMUNITY test	IEC 60601 and compliance test level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	<ul style="list-style-type: none"> • ± 6 kV contact • ± 8 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	<ul style="list-style-type: none"> • ± 2 kV for power supply lines
Surge IEC 61000-4-5	<ul style="list-style-type: none"> • ± 1 kV line to line • ± 2 kV line to earth (not applicable)
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<ul style="list-style-type: none"> • $< 5\%$ UT ($> 95\%$ dip in UT) for 0,5 cycle • 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles • 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles • $< 5\%$ UT ($> 95\%$ dip in UT) for 5 s
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	<ul style="list-style-type: none"> • 3 A/m
Conducted RF IEC 61000-4-6	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Vrms, 150 kHz to 80 MHz
Radiated RF IEC 61000-4-3	<ul style="list-style-type: none"> • 3 V/m, 80 MHz to 2,5 GHz

KANMED° WARMINGCABINET

Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B
S-168 67 BROMMA
SWEDEN

Tel +46 (0)8 564 80 630
Fax +46 (0)8 564 80 639

E-Mail: info@kanmed.se
Home page: www.kanmed.se

DISTRIBUTED BY: