

NAUDOTOJO VADOVAS

KANMED[®] BABYBED



Art nr: BB100-084 LI ver 1.0
2016-01-04

Dėmesio

Prašome atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Pagaminta:

KANMED AB
www.kanmed.se

Platintojas:

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex
Diagnostics Kaunas“



Šis vadovas galioja visoms Kanmed kūdikio lovytėms, kurių artikulo nr prasideda BB1xx

TURINYS

1. BENDRAS APRAŠYMAS / NUMATOMAS NAUDOJIMAS	3
2. ĮSPĖJIMAI	3
3. SIMBOLIŲ APRAŠYMAS	4
4. BENDROS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	5
5. VALYMAS	8
6. REGULIARŪS SAUGOS PATIKRINIMAI PRIEŠ NAUDOJIMĄ	10
7. GEDIMŲ ŠALINIMAS	10
8. TECHNINIAI DUOMENYS	11
9. TECHNINIS SKYRIUS – APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA	12
10. ATSARGINĖS DALYS/ PRIEDAI	14
11. GARANTIJA	14
12. EMC	15
13. ŠALINIMAS/ PERDIRBIMAS	15

BB400



BB100



1. Bendras aprašymas / Numatomas naudojimas

Bendras aprašymas

Kanmed kūdikio lovytės yra 4 modelių:

BB100	standartinis modelis su elektriniu aukščio reguliavimu
BB300	kaip aukščiau aprašytasis, tik be elektrinio aukščio reguliavimo (fiksotas aukštis).
BB400	tinkama dvyniams su elektriniu aukščio reguliavimu.
BB400F	kaip aukščiau aprašytasis, tik be elektrinio aukščio reguliavimo (fiksotas aukštis).

Numatomas naudojimas


Kanmed kūdikio lovytės paskirtis yra užtikrinti idealią ergonominę ir saugią aplinką ligoninėje neišnešiotiems kūdikiams ir naujagimiams. Taip pat tinka naudoti su Kanmed BabyWarmer sistemomis BW3 ar BW-50.

KanMed kūdikio lovytė yra skirta naudoti ligoninėje tik apmokytam personalui arba kūdikio slaugei pagal šiame vadove išdėstytas instrukcijas ir pagal ligoninės klinikinės taisyklės. Tik instruktuoti asmenys gali naudotis šiuo prietaisu.


2. Įspėjimai

- Nenaudokite Kanmed kūdikio lovytės kūdikiams/ vaikams, kurie gali taip judėti, kad iškristų iš lovytės.
- Nejudinkite lovytės, kai ji yra aukštoje padėtyje. Visada naudokite žemą padėtį.
- Nenaudokite šoninių sienelių lovytės perkėlimui – visada naudokite šoninius bėgelius.
- Nepalikite kūdikio be priežiūros, esant nuleistoms šoninėms sienelėms.
- Laikykitės svorio apribojimų.
- Nedėkite elektrinės įrangos ant lentynos po kūdikiu.
- Patikrinkite ar lovytė nekliba, ar visi ratukai ir varžtai yra pritvirtinti.
- Įsitinkite ar arti nėra žmonių ar daiktų, kai keičiate lovytės aukštį.
- Nuimkite širmos stulpą, jei lovytę naudojate be širmos.
- Širmos stulpas yra skirtas naudoti tik su širma.
- Jei vaikai, giminaičiai ar pacientai, ar pacientai, turintys specialiųjų poreikių, gali nuspausti kojinių pedalą, tuomet atjunkite srovę. Įsitinkite ar Kanmed BabyWarmer vis dar yra įjungtas.
- Laikykitės saugaus atstumo nuo kitų daiktų, kurie gali judėti ar nukristi.
- Maksimalus čiužinio storis yra 40 mm.
- Tik apmokyti asmenys gali naudotis Kanmed kūdikio lovyte.

3. Simbolių aprašymas

	Prieš darbą perskaitykite naudotojo vadovą.
Gas Spring Side Wall	Daiktavardžiai, prasidedantys didžiąja raide, dažniausiai reiškia Kanmed produktą.
BB100	Standartinė kūdikio lovytė
BB400	Kūdikio lovytė dvyniams
BB300	Kūdikio lovytė su fiksuotu aukščiu
BB400F	Kūdikio lovytė su fiksuotu aukščiu dvyniams

Maksimali saugi apkrova:













Lovytės lovelis, visiems modeliams: kūdikis (-iai) svoris 10 kg bendras + vandens čiužinys (-iai) gelio čiužiniai ar kiti čiužiniai, bendras 10 kg

Saugojimo dėžės dangtis po lovos platforma: 2 kg

Saugojimo dėžė po lovos platforma: 2 kg

Šoniniai bėgeliai aplink lovą: maks 3,5 kg kiekvienam bėgeliui. Maks bendras 10 kg kartu visiems bėgeliams

	Simbolis ant kojinio pedalo lovos platformos pakėlimui ir nuleidimui (neskirta BB300 ir BB400T)		
	Simbolis pakėlimo funkcijai, randasi ant lovytės lovelio etiketės		
	Atitinka MDD 93/42 EEC		
	Įžeminimas		
IP 30	Apsaugos laipsnis (prieš vandens patekimą ir daiktus)		
	Apsaugos laipsnis Tipas B (kūnas) (neskirta BB300 / BB400F)		
	Kai kūdikio lovytė atitarnauja, ji turėtų būti grąžinama platintojui perdirbimui pagal EU 2002/96/EC (WEEE) direktyvą, jei taikoma.		
	Pagaminimo metai.		Maks minučių be sustojimo
	Bendras lovytės svoris, kai pakrauta, su maks leidžiamais svoriais		
	Pavojus susižeisti ranką		

4. Bendros naudojimo instrukcijos

4.1 Pirmas valymas

Kanmed kūdikio lovytė ir priedai yra gamykliškai švarūs, bet turi būti nuvalyti pagal Jūsų ligoninės instrukcijas.

Prašome perskaityti skyrių **Valymas**.

4.2 Patikrinkite stabilumą

Įsitikinkite ar visi varžtai yra tinkamai pritvirtinti ir ar lovytė yra stabili.

4.3 Kaip nuleisti šonines sienelės

Šoninės sienelės ir priekinė sienelė yra nuleidžiamos šiuo būdu.

Abiem rankomis laikykite ir nuimkite viršutinius kraštus.

Švelniai patraukite link savęs (apie 2 cm/ vienas colis) ir paspauskite žemyn.


Abiem rankomis pakelkite šonines sienelės vėl ir jos įsistums į vietą.

Įsitikinkite ar visos šoninės sienelės tinkamai juda ir yra geros būklės.

PASTABA: Grioveliai šoninėje sienelėje yra skirti vamzdelių fiksavimui.

PASTABA: Patikrinkite ar niekas neįstrigo, kai nuleidžiate ar pakeliate šonines sienelės.

PASTABA: Kaip nuimti šonines sienelės – skaitykite skyriuje **Valymas**.



4.4 Kaip perkelti lovytę

Visada naudokite šoninius bėgelius lovytės perkėlimui.

Įspėjimas: Transportuodami ar perkeldami lovytę, ypač jei joje yra kūdikis, nustatykite žemiausią aukštį.

PASTABA:

- Nenaudokite šoninių sienelių lovytės perkėlimui.
- Neužmirškite atjungti kabelius prieš perkėlimą.
- Naudokite ratukų stabdžius, kai lovytė stovi vietoje.

4.5 Kūdikio lovytės prijungimas prie maitinimo (neskirta BB300 ir BB400F)

Kūdikio lovytė turi būti prijungta prie įžeminimo. Suvyniokite kabelį taip, kad niekas už jo neužkliūtų.

PASTABA: Norint išjungti, reikia atjungti kabelį nuo stovo ar iš sieninio lizdo.

Lovytę pastatykite taip, kad būtų galima lengvai atjungti kabelį.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant išvengti elektros šoko rizikos, ši įranga turi būti prijungta prie maitinimo tik su įžeminimu.



4.6 Kaip reguliuoti aukštį (neskirta BB300)

Aukštis reguliuojamas spaudžiant kojinių pedalą. Įjunkite maitinimą, lovytę pakelkite ir nuleiskite, siekdami įsitikinti ar ji juda sklandžiai be neįprasto garso. Gali būti girdimas variklis, kuris įspėja, kad lovytės platforma juda.



ĮSPĖJIMAS:

Keičiant aukštį, įsitikinkite ar joks asmuo, kabelis ar kitas daiktas netrukdo judėti. *Dukart pagalvokite ir vieną kartą paspauskite!*

Jei vaikai, artimieji ar pacientai gali nuspausti kojinių pedalą, tada atjunkite srovę. Įsitikinkite ar Kanmed BabyWarmer vis dar yra įjungtas.


Neužblokuokite lovytės judėjimo, kai yra įjungtas elektrinis aukščio reguliavimas.

4.7 Pakreipimas

Pakreipiant lovytę, abiem rankomis tvirtai laikykite priekinius kampus ir nuspauskite atleidimo rankeną po dešiniuoju kampu aukštyn.

Tuo pat metu spauskite lovytę žemyn arba aukštyn iki norimos padėties. Atleiskite rankeną.

Maksimalų pakreipimo kampą gali apriboti inžinierius.



4.8 Širmos stulpas, širma ir čiužinys

Širmos stulpą tvirtinkite užpakalinėje konsolėje.

Pasukite ją 90 laipsnių kampu nuo lovos ir paspauskite žemyn taip, kad varžtai įeitų į griovelius.

Širma turi griovelį viduje.

Įkiškite širmos stulpą į griovelį jį įspausdami ir uždėkite širmos šonus ant šoninių sienelių. Į lovytę įdėkite čiužinį.

Kitų čiužinio tipų ir namų gamybos širmų naudojimas gali nutraukti Kanmed teisinę atsakomybę.



4.9 Lopšys

Lopšys gali būti tvirtinamas prie lovos arba gali būti laisvas, priklausomai nuo užsakymo.

Jeigu jūs norite lopšį pastoviai pritvirtinti prie lovos, Kanmed gali pasiūlyti specialią juostelę šiam tikslui.



4.10 Saugojimo dėžės

Saugojimo dėžės su ar be dangčio gali būti tvirtinamos po lova.

Jos gali aplink sukstis.

Laikykitės nurodytų apkrovimo ribų.



4.11 Kanmed BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer valdymo įrenginys kabo ant šoninių bėgelių. Speciali rankena gali pakeisti egzistuojančią rankeną ir taip sumažinti atsitiktinio prietaiso nukritimo riziką. Žr. www.kanmed.se arba susisiekite su savo platintoju.

Šildymo įrenginio kabelis yra perveriamas per vieną iš lovytės angų ir prijungiamas prie valdymo įrenginio.

Kanmed BabyWarmer yra prijungtas prie maitinimo kabeliu arba specialiu trumpu kabeliu (užsakymo numeris 800-0502) prijungtu prie viršutinio stovo – žr. paveikslėlį – žr. Kanmed BabyWarmer naudotojo vadovą platesnei informacijai apie Kanmed BabyWarmer naudojimą.



4.12 Kiti priedai

Kanmed priedai yra tvirtinami ir naudojami pagal instrukcijas, kurios yra kartu su dalimis.

Laikykitės svorio apribojimų nurodytų 3 skyriuje.

Kitų priedų naudojimas reikalauja atidaus įvertinimo dėl svorio apribojimų, tinkamumo, tvirtinimo prie lovytės ir pan.

Kanmed yra atsakinga tik už savo pristatomus priedus.

Dėl Kanmed priedų žiūrėkite www.kanmed.se arba susisiekite su savo platintoju.

5. Valymas

Bendra informacija

Lovytė ir priedai turi būti atidžiai valomi po kiekvieno paciento.

Laikykitės ligoninės higienisto nustatytų procedūrų.

Prieš ir po valymo apžiūrėkite visas dalis.

Žemiau yra Kanmed rekomenduojamų valymo ir dezinfekavimo priemonių sąrašas. Kitų priemonių naudojimas gali pažeisti kai kurias ar visas dalis. Jei abejojate, susisiekite su Kanmed dėl konkretaus produkto specifikacijos.

Šoninės sienelės yra pagamintos iš PET (ekologiškai švarus) ir atlaikys visų rūšių valymo bei dezinfekavimo tirpalus.

Nenaudokite balinimo priemonių ir tirpiklių.

Valymas: Naudokite muiluotą vandenį.

Dezinfekavimas: Kanmed kūdikio lovytė atlaiko dažniausiai ligoninėse naudojamas paviršių dezinfekavimo priemones. Virkon[®], Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol[®] rapid, Dax yt, Terralin[®], Dsimozon[®] pur, perform[®] ir pan. Jei abejojate, pabandykite ant mažo ploto paviršiaus arba susisiekite su savo platintoju ar Kanmed.

SPECIFINĖ INFORMACIJA

5.1 Lovytės valymas

Naudokite gerai išgręžtus audinio gabalėlius.

PASTABA: Kanmed kūdikio lovytės jokiais būdais negalima apipilti jokiu skysčiu.

Nevalykite jos dezinfekavimo kamerose.

5.2 Lopšys


Lopšys yra nepritvirtintas. Todėl jis gali būti nuimamas, kad būtų lengviau valyti.

5.3 Šoninių sienelių valymas

Šoninių sienelių nuėmimas

Įspauskite sklendes, žr. rodyklę, ir pakelkite šoninę sienelę keliais centimetrais. Pakartokite tai su kita puse ir pakelkite šoninę sienelę. Šoninių sienelių neplaukite indaplovėje.

Šoninių sienelių netrinkite su braižančiomis medžiagomis.



5.4 Šoninių sienelių laikiklių valymas

Šoninių sienelių laikiklius lengva nuimti ir valyti. Bėgelį patepkite vazelinu, kad šoninės sienelės lengvai įslystų.



5.5 Kaip šonines sienes įdėti atgal į vietą

Nukreipėjus įdėkite į kampus taip, kad sklendės būtų nukreiptos į vidų. Labai svarbu! Tvirtai paspauskite kaištį į kampo angą. Į griovelius įdėkite šoninę sienelę, žiūrėkite rodykles, ir pastumkite. Jie automatiškai įeis į vietą.

Jei šoninės sienelės neįsistumia lengvai, jūs galite patepti trupučiu tepalo šoninių sienelių kraštus.



PASTABA: Jeigu jūs blogai įdėjote (sklendė nukreipta į išorę), tuomet šoninės sienelės pilnai įeis į viršutinę padėtį. Tuomet jums reikės inžinieriaus, kad išimtų vieną šoninį kampą (2 varžtai) tam, kad teisingai juos vėl įdėti.

5.6 Saugojimo dėžės ir dangčiai

Saugojimo dėžės ir dangčiai yra valomi ir dezinfekuojami tuo pačiu būdu kaip kūdikio lovytė.

5.7 Čiužinys

Naudokite Kanmed rekomenduojamas paviršiaus valymo ir dezinfekavimo priemones.

5.8 Širma

Skalbimo instrukcijos ieškokite etiketėje.

Užkrėtimo atveju širmą galima skalbti 90⁰C, bet ji gali susitraukti ir per anksti susidėvėti.

6. Reguliarūs saugos patikrinimai prieš naudojimą

Bendra informacija

Įsitikinkite ar visos dalys yra geros būklės, ar nėra spalvos pakitimų, įbrėžimų. Pakeiskite tas dalis, kurios nėra geros būklės.

Yra būtina kasmetinė priežiūra. Žr. techninį skyrių.

Rekomenduojami veiksmai prieš naudojimą	Vykdytojas	Grafikas	Papildoma informacija
Šoninių sienelių funkcija	Naudotojas	Prieš kiekvieną naudojimą	Įsitikinkite ar jos lengvai juda aukštyn bei žemyn ir ar jos užsitvirtina viršutinėje padėtyje.
Pakreipimas	Naudotojas	Prieš kiekvieną naudojimą	Įsitikinkite ar juda laisvai ir patikimai užsifiksuoja bet kuriuo kampu.
Kabeliai ir jungtys	Naudotojas	Kasdien	Įsitikinkite ar jie yra tvarkingi.
Stabilumas ir vientisumas	Naudotojas	Kasdien	Įsitikinkite ar kūdikio lovytė yra geros būklės ir stabili ir ar visos funkcijos veikia tinkamai.
Kanmed BabyWarmer	Naudotojas		Žr. Kanmed BabyWarmer naudotojo vadovą.

7. Gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Veiksmas
Pakėlimo kolonėlės nejuda kaip norite. (neskirta BB300 ir BB400F)	Nėra maitinimo šaltinio.	Patikrinkite kabelius. Patikrinkite saugiklius.
	Kažkas blokuoja judesius.	Patikrinkite ar niekas neblokuoja.
	Elektrinė jungtis neveikia arba netinkamai prijungta.	Techninė tarnyba
	Kojinis pedalas sugedęs arba kabelis neprijungtas.	Techninė tarnyba
Jūs negalite pakreipti kūdikio lovytės. Užstringa daugelyje padėčių. Neišlaiko padėties.	Neveikia nustatymas arba reikia sureguliuoti.	Techninė tarnyba
	Kažkas blokuoja.	Patikrinkite ar niekas neblokuoja.
Kūdikio lovytė nestabili.	Atsilaisvinę varžtai ar ratukai.	Techninė tarnyba
Aukščio reguliavimas skleidžia neįprastus garsus.		Techninė tarnyba
Šoninės sienelės sunkiai juda.	Netinkamai sumontuotos.	Patikrinkite ar teisingai sumontuota. Patepkite tepalu.
Šoninės sienelės yra užstrigusios.	Laikikliai neteisingai sukasi aplink.	Žr. 5.5 skyrių

8. Techniniai duomenys

	BB100 Standartinė BB300 Fiksuoto aukščio	BB400 Dvyniai BB400F Fiksuoto aukščio Dvyniai
Išorės matmenys	I 850 mm P 630mm	I 950mm P 800mm
Lopšys Vidiniai matmenys	I 690mm P 465mm A 90 mm Pagamintas iš PP	I 765 mm P 640 mm A 90 mm Pagamintas iš PP
Aukštis nuo grindų lopšio apačios	Min 78 cm Maks 108 cm Fiksuotas aukštis yra 80 cm	
Svoris	Apie 46 kg Fiksuoto aukščio apie 36 kg	Apie 52 kg Fiksuoto aukščio apie 42 kg
Ratukų bazė	64 cm x 87 cm	
Ratukai	Diametras 125 mm su stabdžiais.	
Pakėlimas	Apie 17 laipsnių	Apie 17 laipsnių
Čiužinys	Minkštas putų	Minkštas putų
Širma	Plaunama 60 ⁰ C (90 ⁰ C)	Plaunama 60 ⁰ C (90 ⁰ C)
Saugojimo dėžė	I 320 mm P 330 mm A 120 mm, Dangtis 320 x 330 mm	
Spalvos	Unisex šviesiai mėlyna visoms plastikinėms detalėms. Ratukai ir metalinės dalys šviesiai pilkos	
Įtampa BB100/400	230V 50Hz / 60Hz ar 115V 60Hz	
Galia BB100/400	???	
Saugikliai BB100/400	2xT6, 3A 230V, Keisti tik to paties tipo ir našumo	
Elektros lizdas stovas BB100 ir BB400:	Maks 300W	
Apsauga BB100/400:	I klasė	

Pakeitimai ISPĖJIMAS	Bet kokie Kanmed kūdikio lovytės pakeitimai įskaitant namų darbo priedus gali visiškai nutraukti Kanmed atsakomybę ir yra negalimi be rašytinio Kanmed pritarimo.
Sistemų kūrimas	Bet kuris asmuo, jungiantis Kanmed kūdikio lovytę prie kitos sistemos maitinimo lizdo, sukuria „sistemą“ pagal IEC 60601-1 skyrių 16 ir turi būti kvalifikuotai įvertintos bet kokios pasekmės, galinčios sužaloti personalą, pacientą ir įrangą.
Prognozuojamas tarnavimo laikas	Kanmed suteikia saugų 10 metų tarnavimo laikotarpį nuo pirmos naudojimo dienos. Su sąlyga, kad Kanmed kūdikio lovytė buvo prižiūrima pagal naudotojo ir serviso vadovus ir kad prietaisas nebuvo modifikuotas ar pakeistas.

Produktai yra pažymėti CE ženklu.

Atitinka UL 60601-1

Aplinkos duomenys

Naudojimo: +10 iki +40⁰C, <85% RH

Transportavimo: -20 iki +60⁰C, nekondensuota.

Saugojimo: +10 iki +40⁰C, nekondensuota.

Atmosferos slėgis: 70 iki 106 kPa

9. Techninis skyrius – Aptarnavimas ir priežiūra

PASTABA: Visos atsarginės dalys pakeitimui ar remontui turi būti naudojamos iš Kanmed ar jos įgalioto atstovo. „Kanmed neleidžiamų dalių“ naudojimas automatiškai perleis visą saugumo atsakomybę ligoinei. Tik kvalifikuotas personalas gali atlikti remonto darbus. Nebandykite atlikti priežiūros darbų, kūdikiui esant lovytėje.

9.1 Kasmetiniai patikrinimai / priežiūra

Tikrinkite bent kartą metuose:

- Kabeliai ir jungtys yra be defektų.
- Šoninės sienelės nesubraižytos ar nepažeistos.
- Patikrinkite kampus – ar nėra įtrūkimų plastike, neatsilaisvinę varžtai? Dėmesio, specialūs plastiko varžtai.
- Patikrinkite šoninių sienelių laikiklius.
- Patikrinkite ar šoninės sienelės nusileidžia ir pakyla be problemų.
- Patikrinkite ar kojinio pedalo aukščio kontrolė reaguoja be uždelsimo, ar pakėlimo ir nuleidimo funkcijos teisingai veikia ir ar nesklinda neįprastas garsas, kai veikia ir ar nepažeistas kabelis.
- Patikrinkite ar pakėlimo funkcija veikia tinkamai. Ji neturi skleisti jokio garso.
- Patikrinkite ar laidas į stūmuoklį ir pakėlimo rankena nepažeisti.
- Patikrinkite ar ratukai pritvirtinti prie stovo ir nepažeisti, ar jei sukasi be triukšmo ir ar ratukų užrakinimo funkcija veikia be priekaištų.
- Patikrinkite ar visi varžtai yra tinkamai priveržti, ypač varžtai jungiantys aukščio reguliavimą stove su ratukų baze, varžtai stovo viršuje, varžtai laikantys lovytės platformą ir stūmuoklį.
- Patikrinkite ar kojinio pedalo etiketė nenusidėvėjusi.
- Patikrinkite ar lopšio etiketės nenusidėvėję.

Aptarnavimas

PASTABA

Visada ištraukite maitinimo laidą prieš atlikdami kūdikio lovytės remonto darbus.

Visada atlikite pilną funkcinį testą po remonto darbų.

9.2 Pakėlimo funkcijos reguliavimas / Stūmuoklis

Šoninėje dešinėje pusėje judinant paleidimo rankeną, nuspauskite mygtuką orinio stūmuoklio viršuje. Vielos įtempimas yra per laisvas arba per daug įtemptas, jei kūdikio lovytės negalima pakelti arba pakelti be neliečiant paleidimo rankenos. Sureguliuokite stūmuoklio paleidimą, pasukdami reguliavimo varžtą (po paleidimo rankena). Nesuaktyvintus stūmuoklio nebus įmanoma pajudinti.

Jei vis dar neįmanoma pakelti arba pakelti neliečiant paleidimo rankenos, tada turi būti sureguliuojamas stūmuoklio mygtukas. Jei įmanoma, prailginkite stūmuoklį, nustatydami kūdikio lovytę iki maksimalaus pakėlimo. Atleiskite fiksavimo veržlę stūmuoklyje. Atleiskite stūmuoklį nuo stovo. Paspauskite paleidimo rankeną. Jei stūmuoklis nejuda, tuomet atleiskite rankeną ir sukite stūmuoklį pagal laikrodžio rodyklę tol, kol pradės judėti. Greitai atlikite pilną pasukimą prieš laikrodžio rodyklę, kad sustabdyti judėjimą. Dabar vielos išdėstymas turėtų normaliai atleisti stūmuoklį. Jei juda neliečiant paleidimo rankenos, sukite prieš laikrodžio rodyklę tol, kol pats sustos.

9.2.1. Pakėlimo ribos reguliavimas

Pakėlimo riba gali būti apribojama, judinant žemyn stūmuoklio laikiklį stove. Įsitikinkite ar tinkamai pritvirtinote.

9.3 Šoninio bėgelio ar kampo reguliavimas

Žiūrėkite atsarginių dalių sąrašą dėl dalies numerių. Šoninio bėgelio kampai yra priveržti nuo apačios dviem (2) specialiais plastikiniais varžtais ties kiekvienu kampu. Angos lovoje yra ovalios, leidžiančios tvirtai sureguliuoti šoninius bėgelius. Patartina išimti varžtus ties 2 kampais pritvirtinti naujus kampus ar šoninius bėgelius.

Nenaudokite jokių kitų varžtų išskyrus Kanmed dalies nr xxxx, kadangi jie nepakankamai tvirti. Varžtas gali būti įsukamas ir išsukamas apie 6 kartus į tą pačią plastikinę angą.

9.4 Kaip pridėti, nuimti ar reguliuoti saugojimo dėžes

Atsukite varžtus saugojimo dėžės laikiklyje. Perkelkite į naują padėtį ir tvirtai prisukite varžtus.

Kaip nuimti ar pridėti papildomą dėžės laikiklį: pakelkite stovą daugiau nei 5 cm. Paspauskite juodą plastikinį rėmelį, einantį aplink stovo dugną. Dabar jūs galite atsukti ar prisukti varžtus.

Pridedant daugiau saugojimo dėžių, įsitikinkite ar priekinė šoninė sienelė gali būti pakankamai nuleidžiama.

PASTABA: Aliuminio varžtas turi būti įdedamas per dėžę prieš prisukant jį prie laikiklio.

9.5 Kaip keisti kojinių pedala/ elektros jungtis

Atsargiai paguldykite lovytę ant šono. Atjunkite pedala nuo stovo, atsukite kojinių pedala ir pakeiskite jį. Pakelkite kūdikio lovytę ir patikrinkite funkcijas ir ar aukštyn/ žemyn rodyklės teisingai rodo.

9.6 Kaip keisti stovą

Elektriniu būdu pakelkite stovą apie 5 cm, jei galima.

Atjunkite.

Ištuštinkite lovytę ir nuimkite šonines sieneles bei lopšį.

Nuimkite saugojimo dėžes. Paspauskite plastikinį rėmelį stovo apačioje. Nuplėškite plastikines juosteles taip, kad galėtumėte nuimti metalinius varžtus, laikančius priedus prie stovo. Jei stovas negali judėti, tada užsisakykite naujus metalinius varžtus.

Nuimkite stūmuoklį nuo stovo, o taip pat jo laikiklius.

Atlaisvinkite varžtus, laikančius lovytę. Neužmirškite įžeminimo kabelio.

Atlaisvinkite varžtus stovo viršuje, kad nuimti lovytės laikiklius. Apžiūrėkite įžeminimo kabelį.

Atjunkite aukščio reguliavimą.

Stovą/ lovytę apverskite aukštyn.

Atsukite įžeminimo varžtus jungtis.

Įžeminimo kabelį padėkite po lovyte.

Atlaisvinkite varžtus po ratukų baze ir nuimkite kojinių pedala.

Atsukite stovą. Apžiūrėkite įžeminimo kabelį.

Surinkite – atlikite nurodymus atvirkštine tvarka.

Atlikite pilną funkcinių patikrinimą ir elektros saugumo testą, siekiant užtikrinti, kad kūdikio lovytė yra tinkamai įžeminta.

10. Atsarginės dalys/ priedai

Dalies nr.	Aprašymas	Pastaba
800-0008	Šoninė sienelė kairė/ dešinė BB100/BB300	23 cm aukščio.
800-0009	Šoninė sienelė priekis BB100/BB300	23 cm aukščio.
800-0010	Šoninė sienelė užpakalinė pusė BB100/BB300	23 cm aukščio, grioveliai vamzdžiams
800-0040	Šoninė sienelė kairė/ dešinė BB400/400F	23 cm aukščio.
800-0043	Šoninė sienelė priekis BB400/400F	23 cm aukščio.
800-0042	Šoninė sienelė užpakalinė pusė BB400/400F	23 cm aukščio, grioveliai vamzdžiams
800-0027	Šoninė sienelė kairioji pusė	Rinkinys iš 4
800-0021	Šoninė sienelė dešinioji pusė	Rinkinys iš 4
800-0023	Šoninis bėgelis priekis/ užpakalis BB100/BB300	Ilgis xx mm
800-0022	Šoninis bėgelis pusės BB100/BB300	Ilgis
800-0044	Šoninis bėgelis priekis/užpakalis BB400/BB400F	Ilgis
800-0045	Šoninis bėgelis pusės BB400/BB400F	Ilgis
800-0011	Kampas šoniniam bėgeliui, visiems modeliams	
	Varžtai kampo laikikliams	Naudokite tik specialius varžtus
BB150	Čiužinys BB100/BB300 68 cm x 46 cm	Plastikas padengtas putomis
BB450	Čiužinys BB400/BB400F 76 cm x 64 cm	Plastikas padengtas putomis
800-0004	Kūdikio lopšys BB100/BB300	
800-0041	Kūdikio lopšys BB400/BB400F	
800-0002	Saugojimo dėžė	
800-0013	Saugojimo dėžės laikiklis	Įeina varžtų rinkinys.
800-0001	Saugojimo dėžės dangtis	
BB171	Butelio laikiklis	Dar nėra
800-0065	Laikiklis DIN bėgeliams (tinka šoniniams bėgeliams)	Dar nėra
800-0020	Širma	
800-0063	Rankena BW3	
800-0064	Rankena BabyWarmer-50	Dar nėra
800-0502	Specialus maitinimo kabelis BabyWarmer	Ilgis 80-100 cm
800-0003	Ratų viršutinis dangtis	
BB160	Širma BB100 / BB300	Dėl spalvų kreipkitės į savo tiekėją arba KANMED interneto svetainėje www.kanmed.se
BB460	Širma BB400/400F	
800-0501	Kojinis pedalas su kabeliu	
800-0029	Varžtas priedams (fiksuojamiems ant stovo)	Dia 7 mm, I 30 mm Varžtas M5. Įskaitant varžtus. Dviejų rinkinys
	Etiketė Bed tray (Lopšys)	
	Etiketė Foot pedal (Kojinis jungiklis)	

PASTABA: Yra galimi kiti priedai ir atsarginės dalys. Pasiteiraukite pas savo tiekėją arba KANMED interneto svetainėje www.kanmed.se Dėl kainoraščio susisieki su savo tiekėju.

11. Garantija

KANMED garantuoja pirkėjui, kad kūdikio lovytė yra be defektų ir dirbs be sutrikimų 5 metai nuo pristatymo datos. Garantija netaikoma plastikinėms dalims, kabeliams ir širmoms.

Vienintelis KANMED įsipareigojimas dėl tokių defektų apsiriboja remontu, pakeičiant naujomis arba perdirbtomis dalimis arba, KANMED nuožiūra, įrangos pakeitimas ar sumokėtų pinigų gražinimas.

Ši garantija netaikoma, jei produktas buvo modifikuotas, reguliuotas ar remontuotas kitos firmos arba buvo modifikuotas, reguliuotas ir taisytas KANMED įgalioto atstovo ne pagal rašytines instrukcijas, pateiktas KANMED.

Taip pat garantija netaikoma, jei įranga buvo netinkamai naudojama.

Šios garantijos galioja su sąlyga, jei skubiai pranešama apie defektą KANMED arba jo įgaliotam atstovui garantijos galiojimo metu.

KANMED turi teisę nustatyti ar egzistuoja defektas.

KANMED nebus atsakinga už specialius ar svarbius gedimus, kylančius dėl garantijos pažeidimo, sutarties pažeidimo, nerūpestingumo ar aplaidumo.

12. EMC

Kūdikio lovytė atitinka IEC 60601-1-2:2007 Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus.

Kūdikio lovytė turi būti naudojama ligoninėje, bet tik ne šalia HF chirurginės įrangos ar MR kamerų.

ĮSPĖJIMAS: Kitų nei nurodytų gamintojo priedų ir kabelių naudojimas gali sukelti padidėjusią elektromagnetinę emisiją ar sumažėjusį elektromagnetinį atsparumą bei sąlygoti netinkamą šios įrangos veikimą.

ĮSPĖJIMAS: Portatyvi RF komunikacijos įranga (pvz. mobilūs telefonai, radio siųstuvai, antenos kabeliai ir išorinės antenos) turėtų būti naudojama ne arčiau nei 30 cm (12 colių) nuo kūdikio lovytės, įskaitant lovytės kabelius. Priešingu atveju ši įranga gali blogai veikti.

PASTABA: Šios įrangos EMISIJOS charakteristikos leidžia šią įrangą naudoti pramoninėse zonose ir ligoninėse (CISPR 11 klasė A). Jei naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kuriai paprastai reikalaujama CISPR 11 klasė B), ši įranga negali suteikti tinkamos apsaugos radio-dažnių komunikacijai. Naudotojas turi imtis mažinimo priemonių tokių, kaip įrangos perstatymas.

Dėl platesnės informacijos apie EMC atitikimą specifinės emisijos ir atsparumo standartui, testo lygius, pan., susisiekite su KANMED.

13. Šalinimas/ perdirbimas



Kai Kanmed kūdikio lovytė atitarnauja, ji turėtų būti perdirbama pagal EB 2002/96/EB (WEEE) direktyvą, jei taikytina.

The logo for KANMED BABYBED is displayed on a black rectangular background. The word "KANMED" is in white, and "BABYBED" is in a light blue color. There is a small white circle above the letter 'O' in "BABYBED".

KANMED **BABYBED**

KANMED AB
Gardsfogdevagen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stokholmas
Švedija

Tel. +46 8 56 48 06 30
Faks. +46 8 56 48 06 39

El.paštas: info@kanmed.se
Interneto svetainė: www.kanmed.se

Platintojas:
Lietuvos ir Šveicarijos UAB “Hospitex Diagnostics Kaunas”
Antagynės g. 1
47164 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 37 363056
Faks. +370 37 362231

El.paštas: info@hospitex.lt
Interneto svetainė: www.hospitex.lt