

Brugsanvisning

KANMED^o BABYBED

Varenr.: BB-1-073/3
2013 05 17



OBS

Læs denne brugervejledning grundigt igennem.
Forkert brug kan skade barnet.

Produceret af:
KANMED AB
www.kanmed.se



Indhold

1	Generel beskrivelse.....	3
2	Forklaring af symboler.....	3
3	Klargøring før brug	4
4	Håndtering og daglig brug.....	5
5	Rengøring og vedligeholdelse	6
6	Fejlsøgning	6
7	Reklamationsret	6
8	Tekniske data.....	7
9	Teknisk service og vedligeholdelse.....	8
10	Reserve dele/tilbehør	9
11	EMC retningslinjer.....	9

KANMED BABYBED TWIN VERSION OG FIXED HEIGHT VERSION



1 Generel beskrivelse

Hensigten med KANMED BABYBED er at forsyne hospitaler med en ideel babyseng til nyfødte og for tidligt fødte børn. Den er også beregnet til brug sammen med KANMED BABYWARMER systemet. Den er udviklet udelukkende til brug på hospitaler, og den skal anvendes i overensstemmelse med denne brugervejledning, etablerede kliniske rutiner og af kvalificeret personale. Produktet må kun anvendes af personer, som har fået vejledning i brug af KANMED BABYBED.










Advarsel: Brug ikke KANMED BABYBED til spædbørn/små børn, som kan bevæge sig så meget, at de kan falde/kravle ud af sengen.

Der skal være opsyn med barnet, hvis sengens sidevægge er foldet ned.

Overhold vægtgrænserne.

Anbring ikke elektronisk udstyr på hylden under sengen.

2 Forklaring af symboler

 <p>≤10Kg</p>	<p>Maksimal tilladt belastning: Liggeflade BB-1 og BB-3: 10 kg. (ekskl. BABYWARMER styreenhed (3 kg) og vandmadras (4,5 kg)) Liggeflade BB-4= 10 kg (ekskl. 2 BABYWARMER styreenheder (2x 3 kg) og 2 vandmadrasser (2x 4,5 kg) eller 1 BABYWARMER styreenhed (3 kg) og tvillingevandmadras (9 kg)) Hylde under liggeflade: 10 kg Øverste hylde: 5 25 mm sidestænger til øverste hylde: 5 kg på hver Vandrette stænger til øverste hyldesystem: 10 kg Opbevaringskassesystem: 10 kg</p>
	<p>Læs brugsanvisning før brug</p>
	<p>Symbol for hævnings og sænkning af sengen (gælder ikke BB-03)</p>
	<p>Symbol for vippefunktion</p>
	<p>I overensstemmelse med MDD 93/42 EEC</p>
	<p>Vekselstrøm (gælder ikke BB-3)</p>
	<p>Beskyttelsesgrad Type B (krop) (gælder ikke BB-3)</p>
	<p>Godkendelsessymbol på markederne USA og Canada</p>
	<p>Når BABYBED er slidt op, bør den, hvis det er relevant, returneres til forhandleren til genindvinding i overensstemmelse med EU 2002/96/EC (WEEE) direktivet.</p>

3 Klargøring før brug

3.1 Montering af hjul

Læg forsigtigt babysengen på siden.
Vær omhyggelig med ikke at beskadige sidevæggene.
Bemærk, at de låsbare hjul skal monteres på de lange ben.
Brug medfølgende unbrakonøgle og tilspænd kraftigt!
Vær omhyggelig med ikke at beskadige malingen.
Løft babysengen til opretstående stilling



3.2 Sidevægge

Hvis sidevæggene ikke er monteret, henvises til afsnittet Service.
Løft forsigtigt sidevæggene opad og lad dem glide på plads, og fjern beskyttelsesfilmen.

3.3 Teltholder, telt og madras

Montér teltholderen i beslaget på bagsiden.
Der er en kanal på teltets inderside. Skub teltholderen ind i kanalen, så teltet fastholdes.
Anbring madrassen i sengen.

3.4 KANMED BABYWARMER

Styreenheden til KANMED BABYWARMER hænges på armen under sengen.
Kablet til varmpuden skal helst føres igennem et af hullerne i sengen og forbindes til styreenheden.
KANMED BABYWARMER tilsluttes lysnettet med eget jordet kabel.

3.4 Første rengøring

Babysengen er rengjort fra fabrikken, men skal rengøres i overensstemmelse med hospitalets rutiner.
Vedrørende rengøring før ibrugtagning med det første barn henvises til afsnittet om vedligeholdelse.

4 Håndtering og daglig brug

4.1 Nedklappelige vægge

Sidevæggene og frontvæggen kan slås ned ved at løfte dem opad, indtil den øverste styrepind er synlig, og derefter klappe dem ned. Bemærk! Ved lukning af sidevæggen skal man kontrollere, at der ikke er noget i klemme.

4.2 Flytning af sengen

Bemærk: Tag ikke fat i sidevæggene ved flytning af sengen. Hold fast i hjørnerne, når sengen skal flyttes og transporteres over længere afstande. Husk at frigøre alle kabler.

BEMÆRK: Hav sengen i en lav position ved transport med et barn i sengen.

4.3 Tilslutning af løftesøjlen til lysnettet (gælder ikke BB-3)

Brug det medfølgende lysnetkabel ved tilslutning af løftesøjlen til lysnettet og en jordet kontakt. BEMÆRK: Strømmen kan kun afbrydes ved enten at frigøre kablet ved søjlen eller ved stikkontakten.

4.4 Højdeindstilling (gælder ikke BB-3)

Højden justeres med trykknapperne på forsiden. Løftesøjlen er udstyret med beskyttelse mod overbelastning, som ikke aktiveres under normale omstændigheder. Mange højdejusteringer ved stor belastning kan aktivere overbelastningsbeskyttelsen. Når motoren er kølet ned, fungerer løftesøjlen igen normalt.

Advarsel:

Undgå at blokere sengens bevægelse, når den elektriske højdejustering aktiveres. Når sengehøjden justeres, skal man sørge for, at hverken personer, kabler eller andet hindrer sengens bevægelse, og at der ikke er kabler, som sidder i klemme eller er snoet ind mellem søjlen og understellet. Blokering af bevægelsen kan beskadige søjlen og medføre bortfald af reklamationsretten.



4.5 Vippeindstilling

Når sengen skal vippes, skal man trykke udløserhåndtaget opad eller nedad for at frigøre sengen. Samtidigt skal man presse sengens hjørne op eller ned til den ønskede position. Udløserhåndtaget kan nås og betjenes fra begge sider af sengen.



4.6 Tilbehør

Bemærk! Kun tilbehør godkendt af KANMED må anvendes. Overhold belastningsgrænserne.

5 Rengøring og vedligeholdelse

Anbefalet kontrol	Udføres af	Interval	Supplerende information
Rengøring af sengen	Bruger	Hospitalsrutiner	Brug et rengørings- og desinfektionsmiddel anbefalet af den tilknyttede hygiejnesygeplejerske. Bemærk: KANMED babyseng med varme må under ingen omstændigheder overbruses med væske af nogen art. Må ikke rengøres i desinfektionskammer.
Kabler og konnektorer	Bruger	Hver dag	Sørg for, at kabler og konnektorer er i god stand.
Madras	Bruger	Hospitalsrutiner	Se mærkning på madrassens kant
Telt	Bruger	Hospitalsrutiner	Se mærkning på teltet
KANMED BABYWARMER	Bruger		Se brugsanvisning til KANMED BABYWARMER
Funktionskontrol og justering.	Tekniker	Mindst 1 gang årligt.	Se afsnittet om service

6 Fejlsøgning

Symptom	Mulig årsag	Forholdsregler
Løftesøjlen løftes og sænkes ikke som ønsket. (gælder ikke BB-3)	Ingen elektricitet	Kontrollér kablerne.
	Bevægelse blokeret	Kontrollér, at der ikke er noget, der blokerer
	Elektricitet afbrudt eller ikke korrekt tilsluttet	Teknisk service
Sengen kan ikke vippe som ønsket. Den sætter sig fast i en yderposition. Den fastholdes ikke i den indstillede position	Regulering er i uorden eller behøver justering	Teknisk service
	Noget blokerer	Kontrollér, at intet blokerer
Sengen føles ustabil	Løse skruer eller hjul	Teknisk service
Højdejusteringer giver mislyd		Teknisk service

7 Reklamationsret

KANMED erklærer overfor køberen, at BABYBED er fri for fejl vedrørende materialer og håndværksmæssig udførelse i 12 måneder fra leveringsdagen.

KANMEDs eneste forpligtelse ved fejl på materialer og håndværksmæssig udførelse er efter KANMEDs eget skøn at reparere med nye eller renoverede reservedele, at ombytte udstyret eller at tilbagebetale købsprisen.

Denne reklamationsret gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret, justeret eller repareret af andre end KANMED eller virksomheder autoriseret af KANMED eller ændret, justeret eller repareret på anden måde end efter KANMEDs skriftlige anvisninger. Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis udstyret er behandlet forkert, forsømt eller skadet ved uheld.

Denne reklamationsret gælder udelukkende, hvis en fejl, der opstår inden for reklamationsperioden, straks skriftligt meddeles KANMED eller en autoriseret forhandler.

Om der foreligger fejl afgøres udelukkende af KANMED.

KANMED påtager sig intet ansvar for specielle eller afledte skader, der skyldes manglende overholdelse af betingelser for reklamationsretten, manglende overholdelse af kontrakt, forkert brug eller forsømmelighed eller noget andet retsbrud.

8 Tekniske data

	BB-1 Standard	BB-4 Tvillinger	BB-3 Fast højde
Ydre mål:	760 mm x 560 mm	850 x 700 mm	760 mm x 560 mm
Liggeflade:	Indre mål 665 mm x 445 mm	Indre mål 765 mm X 640 mm	Indre mål 665 mm x 445 mm
Højde:	Maks. 990 mm Min. 700 mm	Maks. 990 mm Min. 700 mm	Fast 800 mm
Vægt:	Ca. 33 kg	Ca. 40 kg	Ca. 25 kg
Understel med hjul:	700 mm x 500 mm	700 mm x 500 mm	700 mm x 500 mm
Hjul:	Diameter 125 mm Forhjul med lås. Rullelejer.	Diameter 125 mm Forhjul med lås. Rullelejer.	Diameter 125 mm Forhjul med lås. Rullelejer.
Vipning:	± 12°	± 12°	± 12°
Madras:	Polyuretan med PVC overtræk. (665 x 445 x 30 mm)	Polyuretan med PVC overtræk. (765 x 640 x 30 mm)	Polyuretan med PVC overtræk. (665 x 445 x 30 mm)
Telt:	100% Bedton. Vaskbart ved 60 °C	100% Bedton. Vaskbart ved 60 °C	100% Bedton. Vaskbart ved 60 °C
Hylde:	Min. 400 mm x 400 mm	Min. 400 mm x 400 mm	Min. 400 mm x 400 mm
Farve:	Unisex lyseblå	Unisex lyseblå	Unisex lyseblå
Spænding:	100-240 V~, 50/60 Hz	100-240 V~, 50/60 Hz	Ikke relevant
Strøm:	100 VA	100 VA	Ikke relevant
Sikringer:	2x1AL 250V	2x1AL 250V	
Beskyttelse:	Class I	Class I	Ikke relevant
Anvendte standarder:	SS EN 60 601	SS EN 60 601	
Ændringer	Enhver ændring af KanMed BABYBED inklusive hjemmefremstillet tilbehør vil frigøre KANMED fra ethvert ansvar og er ikke tilladt, medmindre KANMED har givet skriftlig tilladelse.		
Etablering af systemer	Enhver person, som tilslutter KanMed BABYBED til et andet system, som ikke er lysnettet, kan have oprettet et "system" i følge IEC 60601-1 section 16 og skal være kvalificeret til at vurdere konsekvensen af en sådan etablering i form af skade på personale, patient og udstyr.		

Produkterne er CE-mærket.

I overensstemmelse med UL 60601-1 Certificert i henhold til CAN/CSA – C22.1 No 601.1

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

KANMED BABYBED indeholder ikke elektronik, som er følsom over for EMC.

Meget følsomt udstyr, som er tilsluttet samme stikkontakt som KANMED BABYBED, kan påvirkes af løftesøjles elektriske motor. Motoren kan fremkalde moderate spændingsvariationer under opstart.

Data vedrørende omgivelser

I brug: +10 til + 40 °C, <85% RH (relativ luftfugtighed)

Under transport: -20 til +60 °C, ikke-kondenserende.

Grænser for løftesøjlen

Bemærk, at den totale belastning på liggefladen er begrænset til 10 kg (ekskl. BABYWARMER system og vandmadras).

Løftesøjles el-motor er ikke beregnet til vedvarende brug.

Drift af el-motoren bør begrænses til 2 minutter, maksimalt 5 anvendelser i minuttet.

Forventet levetid

Kanmed garanterer 10 års levetid for kontrol enheden, fra første anvendelse. Dette under forudsætning af, at enheden er anvendt og serviceret i henhold til bruger- og service manualerne. Samt at enheden ikke på nogen måde er modificeret eller ændret ved.

9 Teknisk service og vedligeholdelse

BEMÆRK: Alle reservedele, der benyttes ved udskiftning eller reparation, skal leveres af KANMED eller en autoriseret forhandler. Ved brug af reservedele, som ikke er godkendt af KANMED, frigøres KANMED automatisk fra ansvaret for sikkerhed. Hospitalet overtager hermed ansvaret for sikkerhed. Kun kvalificeret personale må udføre reparationer.

9.1 Årlige kontroller

Følgende skal kontrolleres mindst én gang om året:

- At kabler og konnektorer ikke er defekte.
- At de foldbare sidevægge ikke har revner eller på anden måde er beskadigede.
- At kontakten til højdeindstillingen fungerer uden forsinkelse, at løfte-/sænkefunktionen fungerer korrekt, og at den ikke afgiver mislyde ved betjening.
- At vippefunktionen er i orden. Den skal fungere lydløst.
- At hjulene er ordentligt fastgjort til understellet og ikke på nogen måde beskadigede, at de ruller uden mislyde, og at hjulenes låseanordning fungerer korrekt.
- At alle skruer er korrekt tilspændt; dette gælder især de skruer, som fastholder løftesøjlen på understellet, skruerne øverst på søjlen, de skruer, der fastholder hylden og gascylindren samt clipsene, der holder liggefladens bolt.

9.2 Justering af udløsning af gascylindrer

Ved at bevæge udløserhåndtaget presser man udløserpinden i toppen af gascylindren ned. Indstilling kan ske ved at frigøre gascylindren fra søjlen. Begynd med at fjerne den lille sikringsfjeder. Sørg for, at nogen eller noget fastholder sengen. Træk gascylindren væk fra søjlen. Løsn låsemøtriken. Ved at dreje gascylindren indstiller man kontakten med udløserhåndtaget.

9.3 Udskiftning af sidevægge

Det er nemmest at udskifte en sidevæg ved at hænge den i nedklappet stilling, indsætte den ene pind i den nederste rille, klappe sidevæggen op og indsætte den anden pind.

9.4 Udskiftning af sidebeslag

Beslagene til sidevæggene er skruet på med to (2) skruer i hvert hjørne fra indersiden af sengen.

9.5 Udskiftning af den elektriske styreenhed

Afbryd altid strømmen før reparation af BABYBED.

- Fjern de to (2) Torx-skruer under strømtilslutningen, træk strømforsyningen ud af kassen, og frigør spiralkablet fra konnektorerne.
- Fjern de to skruer (Philips) under fjernbetjeningen og træk forsigtigt enheden ud fra sengens forside.

9.6 Udskiftning af søjlen

Afbryd strømtilførslen. Fjern de to (2) Torx-skruer under strømtilslutningen, træk strømforsyningen ud af kassen, og frigør spiralkablet og søjlekablet fra konnektorerne. Frigør gascylindren som beskrevet i 9.2. Fjern den split, som fastholder sengen til søjlen, og løft sengen op. Fjern det beslag, som fastholder sengen, fra søjlens top. Løsn de 6 skruer, som fastholder søjlen til understellet. Montér den nye søjle. Tilslut kablerne og afprøv den nye søjle. Saml igen sengen. Kontrollér, at alle skruer er ordentligt tilspændt.

10 Reservedele/tilbehør

Varenr.	Beskrivelse	Bemærkning
700-0723	Sidevæg venstre/højre	Højde 19 cm
700-0721	Frontvæg	Højde 19 cm
700-0722	Bagsidevæg	Højde 19 cm, riller til slange
700-0728	Sidevæg venstre/højre	Højde 24 cm
700-0729	Frontvæg	Højde 24 cm
700-0730	Bagsidevæg	Højde 24 cm, riller til slange
700-0727	Teltholder	
700-0717	Silikone-hjørne/håndtag	Bestilles enkeltvis
BB-20	Skummadras	Til BB-1 og BB-3. Skummadras, forseget, nem at rengøre 650 x 440 x 40 mm
BB-21	Telt til BB-1	Kontakt venligst den lokale leverandør eller check på KANMED hjemmesiden www.KANMED.se vedrørende udvalg af farver

Bemærk: Andet tilbehør kan eventuelt leveres. Kontakt venligst den lokale leverandør eller check på KANMED hjemmesiden www.KANMED.se
Kontakt den lokale forhandler om prisliste.

11 EMC retningslinjer

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk udstråling		
BABYBED er velegnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af BABYBED skal sørge for, at den bruges i sådanne omgivelser.		
Emissionstest	Overholdelse	Elektromagnetisk miljø - retningslinjer
RF udstråling CISPR 11	Gruppe 1	BABYBED benytter kun RF energi til interne formål. Derfor er dens udstråling af radiobølger (RF) meget begrænset og vil sandsynligvis ikke medføre interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
RF udstråling CISPR 11	Class B	BABYBED er velegnet for tilslutning til alle strømkilder inklusive private hjem og strømkilder, der er direkte forbundet til lavspændingsforsyningsnet, som forsyner bygninger, der benyttes til boligformål.
Harmonisk udstråling IEC 61000-3-2	Class A	
Spændingsvariationer/flicker IEC 61000-3-3	I overensstemmelse med standard	


Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
BABYBED er velegnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af BABYBED skal sørge for, at den bruges i sådanne omgivelser.			
Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overensstemmelsesniveau	Elektromagnetisk miljø - retningslinjer
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 6 kV kontakt +/- 8 kV luft	+/- 6 kV kontakt +/- 8 kV luft	Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulve er dækket af syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30%.
Elektriske hurtige	+/-2 kV for	+/-2 kV for	Hovedstrømkvalitet bør være den,

transienter/bursts IEC 61000-4-4	strømforsyningslinjer +/- 1 kV for indgangs- /udgangslinjer	strømforsyningslinjer Ej tilg. for indgangs- /udgangslinjer	der typisk anvendes kommercielt eller i hospitalsmiljøet.
Transient IEC 61000-4-5	+/-1 kV differential-mode +/-2 kV common-mode	+/-1 kV differential-mode Ej tilg. for common-mode	Hovedstrømkvalitet bør være den, der typisk anvendes kommercielt eller i hospitalsmiljøet.
Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningens indgangslinjer IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% dyk i U_T) i 0,5 cyklus 40% U_T (60% dyk i U_T) i 5 cyklusser 70% U_T (30% dyk i U_T) i 25 cyklusser <5% U_T (>95% dyk i U_T) i 5 sek.	<5% U_T (>95% dyk i U_T) i 0,5 cyklus 40% U_T (60% dyk i U_T) i 5 cyklusser 70% U_T (30% dyk i U_T) i 25 cyklusser <5% U_T (>95% dyk i U_T) i 5 sek.	Netforsyningens kvalitet bør være den, der typisk anvendes kommercielt eller i hospitalsmiljøet. Hvis brugeren af [udstyr eller system] kræver fortsat drift under strømafbrydelser, anbefales det, at [udstyr eller system] strømforsynes fra en nødstrømsforsyning eller fra batteri.
Lysnetsfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Strømfrekvens magnetfelter bør være på de niveauer, der er karakteristiske i typiske kommercielle sammenhænge eller hospitalsmiljøer.
BEMÆRK U_T er lysnetsspændingen før aktivering af testniveauet.			

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

BABYBED er velegnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af BABYBED skal sørge for, at den bruges i sådanne omgivelser.

Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overensstemme Ilesniveau	Elektromagnetisk miljø - retningslinjer
			Bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af BABYBED inkl. kabler end den anbefalede adskillelsesafstand, der beregnes ud fra den ligning, der er relevant for senderens frekvens.
Ledet RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz	3 Vrms	Anbefalet adskillelsesafstand $d = 1,2\sqrt{P}$

Udstrålet RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz til 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste radiosendere som fastslået ved en elektromagnetisk undersøgelse ^a bør i hvert frekvensområde være lavere end overensstemmelsesniveauet. ^b Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol. 
-------------------------------	-----------------------------	-------	--

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.

NOTE 2 Disse retningslinjer kan ikke anvendes i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer.

^a Feltstyrker fra faste transmittere såsom basestationer fra radiotelefoner (mobile, trådløse), landmobile radioer, amatørradio, AM og FM radio- og TV-udsendelser kan ikke forudsiges rent teoretisk med nøjagtighed. Man bør overveje en elektromagnetisk pladsundersøgelse for at få adgang til det elektromagnetiske miljø, der hidrører fra faste radiotransmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor BABYBED anvendes, overstiger det radio overensstemmelsesniveau, der er angivet ovenfor, skal der holdes øje med, at monitoren arbejder normalt. Hvis der observeres unormal ydelse, kan det være nødvendigt at foretage ekstra målinger lige såvel som at ændre på BABYBEDs retning eller placering.

^b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 10 V/m.

Anbefalede adskillelsesafstande mellem portabelt og mobilt radiokommunikationsudstyr og BABYBED

BABYBED er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, i hvilket udstrållende radioforstyrrelser kontrolleres. Brugeren af BABYBED kan hjælpe med til at undgå elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr (sendere) og BABYBED som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nominel maks. sendeeffekt W	Adskillelsesafstand afhængigt af senderens frekvens m		
	150 kHz til 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz til 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz til 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.24
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) anslås ud fra den ligning, der er relevant for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge producentens oplysninger.

Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højeste frekvensområde.

Note 2: Disse retningslinjer kan ikke anvendes i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og personer.

KANMED^o BABYBED

KANMED AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 66 BROMMA – Stockholm
Sverige

Telefon +46 8 56 48 06 30
Telefax +46 8 56 48 06 39

E-mail: info@kanmed.se
Hjemmeside: www.kanmed.se

Distribueret af:
INTRAMEDIC A/S
Engelsborgsvej 48, st
DK-2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Tel: 702 36162
Fax 455 60707

E-mail: info@intramedic.dk

Internet: www.intramedic.dk
