

SÄKERHETSDATABLAD

Boyd Specialty Sleep MP + Conditioner

Omarbetad: 2013.12.13

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Kemikalienamn Boyd Specialty Sleep MP + Conditioner
Version nummer 1.0

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning Mikrobicider.

Användningar som det avråds från Denna produkten rekommenderas inte till annan användning än vad som anges.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B
168 66 Bromma
Sverige
Telefon: +46 8 564 80 630
Fax: +46 8 564 80 639
<http://www.kanmed.se>
info@kanmed.se
E-post
Ansvarig Kanmed AB
Utarbetad av Sensor Chemcontrol AS
1.4 Telefonnummer för nödsituationer **Giftinformationscentralen: 08-331 231.**

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen (1272/2008)

Skin Corr 1B: Frätande/irriterande på huden.

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram



Signalord Fara

Faroangivelse H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt; Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P405 Förvaras inlåst.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen; Framkalla INTE kräkning.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen (67/548/EEC och 1999/45/EC)

Irriterande

2.2 Märkningsuppgifter

Farosymboler



IRRITERANDE

Riskfraser

R-36/38 Irriterar ögonen och huden.

Skyddsfraser

S-36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
 S-62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning; Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
 S-1 Förvaras i låst utrymme.
 S-27/28 Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket vatten.
 S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

n/a

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Beståndsdel	Identifiering	Klassificering efter förordning		Vikt-%
		67/548/EEC, 1999/45/EC	1272/2008 (CLP)	
Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider	Ec/Nlp nr: 270-325-2 Cas nr: 68424-85-1	Xn,C R22-34	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B H302 H314	5-10
Polixetonium klorid	Cas nr: 31512-74-0	Xn,Xi R20/22-36/38	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 H302 H315 H319 H332	5-10
Etanol	Ec/Nlp nr: 200-578-6 Cas nr: 64-17-5 Index nr: 603-002-00-5	F R11	Flam. Liq. 2 H225	1-5
Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	Ec/Nlp nr: 200-573-9 Cas nr: 64-02-8 Index nr: 607-428-00-2	Xn,Xi R22-41	Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 H302 H318	1-5

Kodförklaring

C=Frätande. Xn=Hälsoskadlig. Xi=Irriterande. F=Mycket brandfarligt.
 Flam Liq 2: Brandfarliga vätskor.
 Eye Irrit 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation.
 Eye Dam 1: Allvarlig ögonskada/ögonirritation.
 Acute Tox 4: Akut toxicitet.
 Skin Corr 1B: Frätande/irriterande på huden.
 Skin Irrit 2: Frätande/irriterande på huden.
 Förklaring till relevanta faro- och riskfraser finns under rubrik 16.

Ingredienskommentar

Alla koncentrationer är angivna i viktprocent.
 Klassificeringen gäller för vart ämne, inte för produkten som helhet.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Om personen slutat andas, ges konstgjord andning. Sörj för fria luftvägar.

Hud

Skölj omedelbart med rinnande ljummet vatten i 30-60 minuter. (Om Diphoterine finns på området, så använd detta istället för vatten.) Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Tag omedelbart av alla nedstänkta kläder. Frätskada skall behandlas av läkare. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

Ögon

Börja spola genast, inte försenar starten av sköljning för att hitta en specifik skölj vätska. Skölj noggrant även under ögonlocken. Avlägsna eventuella kontaktlinser. (Om Diphoterine finns på området, så använd detta istället för vatten.) Fortsätt kontinuerlig spolning för 30 minuter, helst vid platsen. Man bör undvika vistelser vid sköljning. Skölj med mjuk vattenstråle. Irritation kan uppstå genom mekanisk påverkan.

Förtäring

Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. FREMKALLA ICKE KRÄKNING. Skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Information till läkare

Förtäring av produkten skall behandlas som frätskada.

SÄKERHETSATABLAD

Boyd Specialty Sleep MP + Conditioner

Forts. från föreg. sida

Omarbetad: 2013.12.13

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

n/a

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

n/a

Annan information

Kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatabladet för närvarande läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel lämpligt för de villkor och miljöer.

Olämpliga släckmedel

Undvik riktad vattenstråle vid släckningsarbetet.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

n/a

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

n/a

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Behållare med uppsamlat material skall märkas noga med korrekt innehåll. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Bara utbildad personal bör utföra upprensning vid utsläpp. Använd lämpliga skyddskläder. Använd skyddskläder som angivits i punkt 8.2 i säkerhetsdatabladet. Håll människor och djur borta från förorenat område.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra spill att nå vattenvägar, avlopp, källare eller trånga utrymmen. Produkten dispergeras snabbt till ofarliga mängder.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorberas med avsett material och samlas upp. Levereras till närmaste mottagningsstation för destruering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för information om säker hantering.
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 12 för information om ekologi.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.

Annan information

Rekommendationen efter utsläpp till vatten och mark är baserad på det mest sannolika utsläppsscenarioet för denna produkten. Dock kan geografiska förhållanden som vind, temperatur samt riktning och hastighet på vågor och strömmar ha stor betydning för vilka åtgärder som bör utföras. Därför bör lokal expertis konsulteras.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hanteras i samsvar med god hygien och säkerhetspraxis. Bruksanvisning skall följas för att uppnå säker användning och bästa resultat. Ät inte och drick inte under hanteringen. Använd lämpliga skyddskläder. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Använd lämpliga skyddshandskar.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras inlåst. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

n/a

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdel	Einecs nr	CAS nr	Nivågränsvärde		Korttidsvärde		Typ	Anm.	År
			mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
Etanol	200-578-6	64-17-5	1000	500			Svenska		1993

Gränsvärden anmärkning

Information om 8 timmar gränsvärdet erhålls från yrkesinspektionen "yrkesmässig exponering i arbetsmiljön".

8.2 Begränsning av exponeringen

Förebyggande åtgärder

Sunt förnuft och säkerhetsregler skall alltid användas vid hantering av kemikalier. Sörj för att emballaget är riktigt märkt för att förebygga exponering eller felaktig användning. Sörj för god arbetshygien. Sörj för användelse av angiven skyddsutrustning och skyddskläder. Sörj för tillräckligt

SÄKERHETS DATABLAD

Boyd Specialty Sleep MP + Conditioner

Forts. från föreg. sida

Omarbetad: 2013.12.13

Andningsskydd	utsug och god ventilation på arbetsplatsen. Undvik kontakt med ögon och hud. De europeiska standardiseringskommittéens (CEN) standarder EN136, EN140 och EN405 anger andningsskydd, EN149 och EN143 specificerar filterrekommendationer.
Ögonskydd	Ögonspolningsutrustning skall finnas tillgänglig, helst också duschmöjlighet. Bär godkända skyddsglasögon. Ögonskydd skall uppfylla EN 166 standarden.
Skyddshandskar	All information om specifika handskar är baserad på tillgänglig litteratur eller information från skyddshandsketillverkare. Handskelämplighet och genombrottstid kan variera beroende på de specifika användningsförhållandena. Kontakta handsketillverkaren för specifika råd om handske och genombrottstider för din användning. Kontrollera och eventuellt byt ut slitna eller skadade handskar. Om kontakt med underarmarna är sannolikt, använd handskar med manschetter. CE normerna EN420 och EN374 ger allmänna krav och förteckningar över handsketyp.
Annan information	Yrkesinspektionen har utfärdat föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen. Personlig skyddsutrustning skall uppfylla de krav som anges i bestämmelserna för konstruktion, utformning och tillverkning av personlig skyddsutrustning, som utfärdats av myndigheten. Det är god industriell hygienpraxis att undvika hudkontakt mest möjligt. Undvik användning av ringar, klocker, etc. som produktet kan fästa sig på och förorsaka hudreaktioner. Skyddskräm kan hjälpa till att skydda utsatta hudområden, men kan inte ersätta handskar. Tag bort förorenade kläder för att undvika hudkontakt. Tvätta huden och påför fet hudkräm. Håll god ordning. Speciella hygieniska åtgärder: Praktisera god personlig hygien såsom tvättning efter kontakt med produkten och innan ätning, drickning eller rökning. Tvätta regelmässigt arbetskläder och skyddsutrustning. Kasta arbetskläder och skor som inte kan tvättas rena.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form/tillstånd	Vätska.
Färg	Klar.
Lukt	Distinkt doft
Luktgräns	n/a
pH koncentrat	10
Smältpunkt	n/a
Kokpunkt	100 °C
Flampunkt	n/a
Relativ förångningshastighet	n/a
Brandfarlighet (fast form, gas)	n/a
Explosionsgränser	n/a
Ångtryck	n/a
Ängdensitet	< 1,0
Densitet	1,01 g/cm ³
Löslighet	n/a
Löslighet vatten	100% - Lättlöslig.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	n/a
Självantändningstemperatur	n/a
Sönderdelningstemperatur	n/a
Viskositet	n/a
Explosiva egenskaper	n/a
Oxiderande egenskaper	n/a
9.2 Annan information	n/a

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	n/a
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	n/a
10.4 Förhållanden som ska undvikas	n/a

SÄKERHETS DATABLAD

Boyd Specialty Sleep MP + Conditioner

Forts. från föreg. sida

Omarbetad: 2013.12.13

10.5 Oförenliga material	n/a
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	n/a

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna	
Akut toxicitet	Kan ge irritation och illamående.
Frätande/irriterande på huden	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Även utspädda lösningar orsakar irritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Risk för allvarlig frätskada.
Luftvägs-/hudsensibilisering	Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerade som allergiframkallande.
Mutagenitet i könsceller	Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerade som DNA-skadande (mutagen).
Cancerogenitet	Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerat som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet	Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerat som reproduktionsstörande.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	Baserat på tillgängliga data uppfylles inte kriterierna för klassificering.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	Baserat på tillgängliga data uppfylles inte kriterierna för klassificering.
Fara vid aspiration	Baserat på tillgängliga data uppfylles inte kriterierna för klassificering.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet	Ingen känd ekotoxikologisk effekt.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet	n/a
12.3 Bioackumuleringsförmåga	Ingen bioackumulering är indikerad. Det förväntas inga skadliga långtidseffekter på vattenorganism.
12.4 Rörligheten i jord	n/a
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	n/a
12.6 Andra skadliga effekter	n/a

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder	
Avfallsgrupp	EAL: 07 04 99 Ospecificerat avfall.
	Angivande EAL-koder är ändamål. Kontrollera alltid avfallskod med tanke på det aktuella läget av produkten. De slutliga avfallsgrupper och taggar måste bestämmas av användaren, baserat på den faktiska användningen av produkten.
Emballage	Förorenade förpackningar ska behandlas som restkemikalier.
Annan information	Undvik kontakt med huden. Frätande.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer	n/a
14.2 Officiell transportbenämning	n/a
14.3 Faroklass för transport	
ADR/RID klass	n/a
14.4 Förpackningsgrupp	n/a
14.5 Miljöfaror	n/a
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Frätande. Starkt frätande.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	n/a

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

SÄKERHETSATABLAD

Boyd Specialty Sleep MP + Conditioner

Forts. från föreg. sida

Omarbetad: 2013.12.13

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Bilaga II (Bilaga II - "II").
Europaparlamentets och rådets förordning (EG). 1272/2008.
Transport av farligt gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2011).
Direktiv om åtgärder och gränsvärden för fysiska och kemiska faktorer i arbetsmiljön och grupper infektion av biologiska faktorer (föreskrift om tiltaks- og grenseverdier).
ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 944/2013 av den 8 oktober 2013 (ATP5).
Ex-ECB databas (<http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla>).
Avfall (miljöverndepartementet) - För 2004/06/01 nr 930: Förordningar om återvinning och avfallshantering.
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Informationen i detta säkerhetsdatabladet skall inte betraktas som användarens egen riskvärdering. Det är alltid användarens ansvar att alla nödvändiga förhållsregler följes för att uppfylla kraven enligt lokala regler och bestämmelser.

Annan information

Klassificering av denna produkt lämnas på basis av tillgänglig information från leverantören.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av faro- och riskfraser angivna i sektion 3

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
R-11 Mycket brandfarligt.
R-20/22 Farligt vid inandning och förtäring.
R-22 Farligt vid förtäring.
R-34 Frätande.
R-36/38 Irriterar ögonen och huden.
R-41 Risk för allvarliga ögonskador.
Säkerhetsdatablad från leverantören.

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

n/a - Ingen relevant information

Förkortningar i dokumentet

Utgiven första gång

2013-12-13

Utskriftsdatum

2013-12-16

Annan information

Informationen åvan antages att vara korrekt, men inkluderar inte nödvändigtvis all information om ämnet och skall därför bara användas som vägledning. Uppgifterna motsvarar vår nuvarande kännedom om produkten, och avser att beskriva dess egenskaper med hänsyn till erforderliga skyddsåtgärder. De ska inte betraktas som en allmän beskrivning av produktens beskaffenhet eller i något fall som en garanterad specifikation. Det är användarens sak att avgöra ifall det är lämpligt att använda produkten i visst syfte och på visst förfaringssätt. Vi ikläder oss inget ansvar för skada förorsakad av användningen av denna information.

Reviderad och kvalitetssäkrad av:

Sensor Chemcontrol AS
Storgata 30
3611 Kongsberg
Norge
Tel: 32 77 06 60
E-post: helpdesk@sensor.as.

--- SÄKERHETSATABLAD enligt kommissionens förordning 67/548/EEC, 1999/45/EC och (EU) No 453/2010 av 20. Mai 2010 ---