

Engångstestlunga

Förenklar test och kontroll av neonatal och barnventilatorer



Engångstestlunga 64 ml (neonatal) och 1000 ml (vuxna) förenklar test och kontroll av neonatal- och barnventilatorer. Ventilatorn kan därför förberedas för nästa användning och inställningar av patientparametrar kan kontrolleras.

Du simulerar den exakta och känsliga ventilationen hos de minsta patienterna, för tidigt födda barn, nyfödda eller spädbarn, som kräver högsta precision innan nästa användning.

Testlungor kan inte rengöras och steriliseras på ett kvalificerat sätt på grund av den ihåliga kroppens design. Restfuktighet kan leda till betydande kolonisering och multiplikation med patogener.

Därför är engångslungan ett säkert alternativ för att undvika kontaminering av systemet. Engångslungan är fri från Latex- och DEHP.



Ventilatorkrets med testlunga för neonatal



Ventilatorkrets med testning för vuxna

Beställningsinformation

Produkt Beskrivning	Antal	Art. - Nr.
Testlunga (engångsbruk) neonatal / pediatrik 64 ml	10 st/ fpk	MY151021
Testlunga (engångsbruk) vuxen / barn 1000 ml	10 st/ fpk	MY151022