



TRITEMP

Kontaktlös infraröd termometer

Den **kontaktlösa infraröda termometern TRITEMP™** är konstruerad för klinisk användning. Det möjliggör enkel, snabb och exakt mätning av kroppstemperatur hos patienter i alla åldrar.

Det vinklade sensorhuvudet garanterar optimal och bekväm inriktning för mätningen. Det enkla användargränssnittet, den praktiska designen och noggrannheten på 0,2°C sätter standarder i användarvänlighet och noggrannhet.

Förutom att spara tid - mätningen tar bara en sekund kan systemet användas 5 - 10 gånger mer kostnadseffektivt än andra termometrar!

Då kontakt med patient inte krävs behövs inga förbrukningsvaror och man undviker spridning av infektioner.



Överblick:

- Inga förbrukningsvaror
- INGEN kontakt med patienten för optimal infektionskontroll
- Eftersom ingen kontakt med patienten är nödvändig, kan mätningen också utföras medan du sover
- Noggrannhet 0,2°C
- Temperaturmätning på bara 1 sekund; snabbt resultat sparar personaltid
- Användarvänlighet genom ett enkelt användargränssnitt
- Bakgrundsbelyst skärm med gröna, gula och röda trafikljus

Beställningsinformation

Produktbeskrivning	Enhet	Art. - Nr.
TRITEMP™ - Kontaktlös infraröd termometer för klinisk användning	1 St	TT1000
TRITEMP™ väggfäste V4A stål, endast i anslutning till artikelnr: TT1101	1 St	TT1100
TRITEMP™ silikoninsats för väggfäste (endast i kombination med artikelnr: TT1100)	1 St	TT1101
TRITEMP™ säkerhetstejp med stålinsats utdragbar (upp till 1,5 meter) för att säkra termometern mot stöld och från att falla, på hållarens silikoninsats 1 del TT1200	1 St	TT1200

Part of

MED CARE[®]
VISIONS

Kanmed AB, Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 Bromma, Sweden
Telephone: +46 8 564 80 630
E-mail: info@kanmed.se

KANMED^o