

clinitherm baby

Torr uppvärmning av babyflaskor och sprutor



Spädbarn är känsliga patienter. Hygien är mycket avgörande när det gäller uppvärmning av barnens näring. Barkey clinitherm baby värmer babyflaskor säkert, torrt och utan risk för kontaminering med bakterier.

En hygienisk nödvändighet

Av hygienskäl är en torr, bakteriefri hantering viktig vid uppvärmning av babyflaskor. Det har redan bevisats att vattenbad medför risk för bakteriebildning och bakterieöverföring: eftersom kombinationen av vatten med händerna och flaskornas ytor leder till kontaminering och korskontaminering.

De risker som dessa våta metoder utgör måste undvikas. Den exklusiva tekniska lösningen för daglig klinikrutin är Barkey clinitherm baby. Denna flaskvärmare värmer helt torrt utan luftcirkulation och fläktar.



Fördelar:

- Avsedd för säker uppvärmning av näring för spädbarn
- Hög hygienisk standard på grund av torr uppvärmning
- Passar för olika flaskstorlekar och diametrar
- Adaptrar för användning av olika flaskor / sprutor och diametrar (tillval)
- Enkel hantering med av / påomkopplare
- Steglös temperaturjustering mellan +20 °C till +60 °C
- Finns i olika storlekar
- Säkerhet tack vare rundade kanter
- Enkel rengöring genom desinfektion med wipes
- Adapters för diskmaskin
- Elektroniskt och mekaniskt

Säkerhet som högsta prioritet

Värmaren, som består av en robust och korrosionsskyddad aluminiuminsats, är utrustad med en elektronisk temperaturinställning som är steglöst justerbar. Att bli skållad, till exempel från barnmat som övervärms i en mikrovågsugn kan utslutas. Uppmärksamhet har också ägnats åt ljudnivån: dessa enheter är tysta. Därför kan de också användas direkt på förlossning och neonatal enheter.

Praktisk in i minsta detalj

Hygien är högsta prioritet på förlossning och neonatal enheter. av detta skäl finns värmare med utbytbara och diskmaskinsäkra hållare om det behövs. De släta ytorna på dessa insatser möjliggör enkel rengöring och desinficering med hjälp av wiper.



Reducerblock / Flaskvärmare clinitherm baby för två flaskor



Reducerblock

ORDER INFORMATION

Produktbeskrivning	Order#
Clinitherm baby 10/120, Ø 54mm	BK21510026
Clinitherm baby 6/120, Ø 54mm	BK21510024
Clinitherm baby 2/120, Ø 54mm	BK21510021
Reducer Block clinitherm baby 6/120, Ø 54mm, från 120mm to 80mm	BK21510061
Reducer Block clinitherm baby 6/120, Ø 54mm, från 120mm to 60mm	BK21510069
Uttagbar krok för att reducera insatsen clinitherm baby, 4mm, V4A	BK41510873