

clinitherm pasteur

Pastörisering av bröstmjolk - säkert och pålitligt



Clinitherm Pasteur är en produkt för torruppvärmning som används för pastörisering av bröstmjolk för att förhindra överföring av cytomegalovirus (CMV).

Pastörisering

Pastöriseringsparametrarna i clinithermpasteuren ställs in hos tillverkaren. Bröstmjolk pastöriseras vid en temperatur av + 63 ° C i 30 minuter. En referensmjölkflaska mäter temperaturen.

Säkerhet

- Torr uppvärmning
- Visuell och akustisk signal efter pastöriseringsprocessen
- Tydlig visualisering tack vare transparent isoleringsskydd
- Mjukvara för dokumentation (tillval)

Fördelar:

- Förhindrar överföring av CMV
- Bakteriefri pastörisering genom torr uppvärmning
- Tre säkerhetsnivåer., programvarubaserat elektroniskt och mekaniskt övertemperaturskydd.
- Menystyrd användarhandledning
- Automatisk bearbetning
- Ingen användning av engångsartiklar - sparar kostnader
- Kan också användas som en babyflaskvärmare
- Finns för 6 och 10 flaskor

ORDER INFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING	ORDER#
Clinitherm pasteur, 4 flaskor, 70mm djup	BK21410064
Clinitherm pasteur, 6 flaskor, 70mm djup	BK21410065
Clinitherm pasteur, 10 flaskor, 70mm djup	BK21410067
Clinitherm pasteur, 4 flaskor, 80mm djup	BK21410083
Clinitherm pasteur, 6 flaskor, 80mm djup	BK21410084
Clinitherm pasteur, 10 flaskor, 80mm djup	BK21410086
Clinitherm pasteur, 4 flaskor, 120mm djup	BK21410091
Clinitherm pasteur, 6 flaskor, 120mm djup	BK21410092
Clinitherm pasteur, 10 flaskor, 120mm djup	BK21410094
Mjukvara klinisk pasteur	BK21410075