

Blodtrycksmanschetter för engångsbruk

Mjuk, säker och hygienisk

Våra blodtrycksmanschetter för engångsbruk ger hög komfort och säker blodtrycksmätning från nyfödda till fullvuxna patienter. Varje arbetsområde har sitt eget specifika arbetsområde: För de yngsta patienterna är blodtrycksmanschetten mjuk, bekväm och skonsam mot huden – med ojämförlig bärkomfort. För de vuxna håller blodtrycksmanschetten hög hållbarhet och beständighet med behaglig komfort. Gemensamt för tillämpningsområdena är produktens säkra och exakta blodtrycksbestämning utan risk för korskontaminering.

Användarna slipper den tidskrävande och tråkiga rengöringen av återanvändbara manschetter som nu är en del av det förlutna. Manschetterna är färgkodade för att förenkla användningen.

För små barn finns roliga djurmotiv som är specifika för manschetternas storlek. Våra blodtrycksmanschetter har rundade kanter och har en avsmalnande ände för att underlätta appliceringen. De är 100% läckagetestade och finns med de vanligaste anslutningarna. Kontakta gärna Kanmed om du vill veta mer, beställa eller boka en demo.




Produktinformation:

- Mjuk och bekväm
- Medicinsk utrustning klass 1
- PVC-fri
- DEHP-fri
- Latex-fri
- För en patient bruk

Tillgängliga anslutningar:

- A11: För GE, Protocol, Marquette
- A05: För Philips, Siemens, Datascope, Colin
- A26: För Welch-allyn
- A45: För Philips (Standardanslutning)
- A118: För Dräger



Beställningsinformation

Produktbeskrivning	Antal	Artikelnr.:
Blodtrycksmanschetter för engångsbruk (Bajonettlås A45) Gr. 1 Sjöhäst 3-6cm	24 Stycke	PM1866S/A45
Blodtrycksmanschetter för engångsbruk (Bajonettlås A45) Gr. 2 Pingvin 4-8cm	24 Stycke	PM1868S/A45
Blodtrycksmanschetter för engångsbruk (Bajonettlås A45) Gr. 3 Val 6-11cm	24 Stycke	PM1870S/A45
Blodtrycksmanschetter för engångsbruk (Bajonettlås A45) Gr. 4 Björn 7-14cm	24 Stycke	PM1872S/A45
Blodtrycksmanschetter för engångsbruk (Bajonettlås A45) Gr. 5 Häst 8-15cm	24 Stycke	PM1873S/A45