

## Tekniskt datablad

**Modell:** EZ-100/EZ-100P Patient Transfer Slide

**Produkt Beskrivning:**

EZ1XX är en rullande patientförflyttningsplatta som används för att enkelt förflytta patient mellan säng och röntgenbord, operationsbord, duschsupportvagnar, ambulansbåtar eller för undersökningsrum som inkluderar standardröntgen, MR eller CT.



| Feature                               | EZ-100  | EZ100P                      |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Genomlysbar</b>                    | <b>N/A</b>  | <b>Ja</b>                   |
| Max. Last                             | 200Kg   |                             |
| Dimension                             | 180cm x 56cm (±3%) (unfolded)   | 90 cm x 56cm (±3%) (folded) |
| Vikt                                  | 2.4Kg (±3%)   |                             |
| <b>Material</b>                       | <b>Covers: 100% Nylon</b>   |                             |
| Inre del (bräda)                      | Antal: 2st, Storlek per st: 77.5*52.5*1.8cm (L*W*H)   |                             |
|                                       | Material: Stötdämpande material täckt av grått nylonöverdrag  |                             |
| Inre brädöverdrag                     | 100% Nylon , Grå färg   |                             |
| Ytterhölje                            | Storlek: 156cm*55cm (±3%)   |                             |
|                                       | Färg: mörkblå   |                             |
|                                       | Material: 100% Nylon  |                             |
| Handtag                               | Aluminum (Silver)   | Pvc (Nu' Patee/Blue)        |
| Antibakteriellt                       | Ja  |                             |
| Brandskyddssäker                      | Ja  |                             |
| Vattentät                             | Ja  |                             |
| Rengöring                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengör produkten med ytdesinfektionsmedel</li> <li>■ Sterilisera/ tvätta produkten i temperatur &lt; 65°C</li> </ul> |                             |
| <b>Certifiering</b>                   | <b>CE certifierad enligt Medical Device Directive: 93/42/EEC</b>  |                             |
| Branfarlighetstestad                  | EN 597-2:1994 Match Flame Test godkänt  |                             |
| Vattentålighetstestad                 | Över 1800 cmH <sub>2</sub> O/min enligt ISO 811:1981 testmetod  |                             |
| Staphylococcus Aureus Testad          | Antibakteriellt Aktivitetsvärde: 5.3 enligt ISO 20743:2007 testmetod  |                             |
| Dermatophagoides Pteronyssinus Testad | inget kvalster hittat i 72-h kvalstertålighetstestning  |                             |
| Miljöskydd enligt                     | ROHS/REACH  |                             |