

Lil' Patee & Nu' Patee

Nappen för förtidigt födda barn och nyfödda



De två (napparna) Patee'erna är gjorda av 100% silikon. De sex stora ventilationshålerna gör nappen säker att använda.

De har en djup V-form för enteral sondmatning och en grund brunn för nasal CPAP ventilation.

Nappen finns i två färger:

- rosa för förtidigt födda barn (från 26 veckors graviditet)
- turkos för nyfödda (från 33 veckor)

Napparna är gjorda av mycket mjuk silikon, som imiterar att suga utan att trötta ut barnet.

Fördelar:

- 100 % silikon
- Möjliggör självlindrande
- Finns i två storlekar
- Mycket mjuk spene
- Med 6 ventilationshål
- Rekommenderas av amningskonsulter
- Endast för kliniskt bruk



Beställningsinformation

Produktbeskrivning	Antal	Artikelnr:
Lil' Patee - från 26 veckors graviditet	100 Stycke	SMB15A
Nu' Patee - från 33 veckor	100 Stycke	SMB15B