

KANMED[®] VÄRMESKÅP

HÖGKVALITATIVA VÄRMESKÅP

Värmeskåp som hjälper till att förebygga hypotermi och ökar patientens komfort.



Värmeskåp för ökad patientkomfort





KANMED[®] VÄRMESKÅP

Värmeskåp som hjälper till att förhindra peri-operativ hypotermi, och ökar patientens komfort.

Kanmed värmeskåp tillverkas i Sverige och görs av rostfritt stål och med komponenter av högsta kvalitet. De är byggda för att klara kontinuerlig användning i sjukhusmiljö.

En tekniker kan lätt ändra temperaturgränser, blockera temperatur, ställa alarmgränser, mm. så att skåpet anpassas till kundens behov.

SPECIELLA FÖRDELAR

- Dörrar kan hängas på vänster eller höger sida (vänsterhängd är standard)
- Glasdörr med dubbelt isolerglas
- Låg strömförbrukning (superisolerade)
- Tysta
- Lätt att komma åt innehåll med utdragbara hyllor/korgar
- Magnetiskt dörrlås
- Höjdjusterbara fötter eller låsbara hjul
- Lätt att rengöra
- 2 års garanti



” En varm filt är ett enkelt och säkert sätt att öka patientkomfort och minska frossa pre/post operativt eller på akuten. ”

KANMED TEXTILVÄRMESKÅP

Snabb och ekonomisk värmning av: filtar, handdukar, lakan mm.

KANMED TEXTILVÄRMESKÅP

Placeras i pre- och postoperativa områden samt på akutmottagningar.

A. Textilvärmeskåp stort
Artikel nr GE-2380L (max 4 hyllor)

B. Textilskåp litet
Artikel nr GE-2380S (Max 2 hyllor)

KANMED UNIVERSALVÄRMESKÅP

Avsedda för snabb och ekonomisk värmning av infusions- och spollösningar, dialysvätskor, geldynor, positioneringsgel, instrument, mm samt vattenmadrasser till Kanmed BabyWarmer.

KANMED UNIVERSALVÄRMESKÅP

Hjälper till att förebygga hypotermi och ökar patientens komfort. Skåpen kan användas överallt på sjukhuset men finns oftast i operationssalsområden.

C. Universalvärmeskåp litet

Artikel nr GE-2350S
(Max 5 hyllor eller korgar)
(korg = hylla med 10 cm höga kanter)

D. Universalvärmeskåp stort

Artikel nr GE-2350L
(Max 10 hyllor eller korgar)



KANMED DUBBELSKÅP

En kombination av ett litet Universalskåp och ett litet Textilvärmeskåp.

KANMED DUBBELSKÅP

Max 4 hyllor eller korgar i vätskedelen och två hyllor i textildelen.

E. Dubbelskåp
Artikel nr GE-2350D



Dubbelskåpen kan beställas med höjdjusterbara fötter eller låsbara hjul.



KANMED BÄNKVÄRMESKÅP

Finns i två versioner:

För infusions- och spollösningar, gelar och Kanmed vattenmadrasser. Förinställt på max 42°C.
För textilier. Förinställt på max 60°C.

KANMED BÄNKVÄRMESKÅP

Speciella fördelar:

- Hög kvalitet
- Mycket låga drift- och underhållskostnader
- Välisolerat
- Lång livslängd
- Tyst
- Lätt att göra rent
- Låsbar dörr
- Inkluderar två hyllplan

F. Bänkvärmeskåp 42°C Artikel nr. GE-2442
Bänkvärmeskåp 60°C Artikel nr. GE-2470

BESTÄLLNINGSPÅSFORMATION

Benämning / Beställningsnummer	STORT SKÅP		LITET SKÅP		DUBBELSKÅP	BÄNKVÄRMESKÅP	
	Universalskåp	Textilskåp	Universalskåp	Textilskåp	Vätske- och textilvärmning	42°	60°
Skåp med justerbara fötter	GE-2350L	GE-2380L	GE-2350S	GE-2380S	GE-2350D	GE-2442	GE-2470
Hylla	GE-41500	-	GE-41500	-	GE-41500	-	-
Korg	GE-41600	-	GE-41600	-	GE-41600	-	-
Hylla Textilskåp	-	GE-41580	-	GE-41580	GE-41580	-	-
Hjulsats stora skåp	GE-41700	GE-41700	-	-	GE-41700	-	-
Hjulsats små skåp	-	-	GE-41900	GE-41900	-	-	-

YTTERLIGARE INFORMATION

Mått utsidan Höjd / Bredd / Djup	168 cm / 66 cm / 64 cm Höjd utan fötter eller hjul		95 cm / 66 cm / 64 cm Höjd utan fötter eller hjul		168 cm / 66 cm / 64 cm Höjd utan fötter eller hjul	62 cm / 51 cm / 52 cm
Innervolymer	≈ 415 liter	≈ 415 liter	≈ 190 liter	≈ 190 liter	≈ 160 + ≈ 160 liter	≈ 96 liter
Mått insidan Höjd / Bredd / Djup	140cm / 56cm / 53cm		65cm / 56cm / 53cm		≈ 59cm / 56cm / 53cm x 2	47 cm / 43,5 cm / 47 cm
Höjd fötter / hjul	Fötter 13-18 cm. Hjul 16 cm. På de stora skåpen sticker hjulen ut med 10 cm och 2 x 13 cm på bredden.					Gummifötter
Spänning / effekt / säkringar	230 VAC ± 10% / 600 W / 1200 W (1800 W Dubbelskåp) / T6,3A / 10A 250V. 115 VAC 60Hz finns också. Kontakta Kanmed.					230 VAC jordat. Max 400 watt.
Genomsnittlig strömförbrukning	100–200 W	150–250 W	100–200 W	150–250 W	150–250 W	50 W
Möjligt antal hyllor/korgar	10	4	5	2	4 i vätskedelen 2 i textildelen	1
Hylla Bredd / Djup / Höjd Vikt textil / vätskehylla	52x50x2 cm 4 kg	49x53x1,2 cm 2,2 kg	52x50x2 cm 4 kg	49x53x1,2 cm 2,2 kg	52x50x2 cm	-
Vikt utan hyllor / korgar	≈130 kg	≈130 kg	≈100 kg	≈100 kg	≈140 kg	≈35 kg
Dörrar	Dörrar kan hängas på vänster eller höger sida. Standard är vänster sida. Vänligen specificera vid beställning. Vid högerhängd dörr ökar leveranstiden upp till 3 veckor.					Hängning kan ändras av kund
Maxvikt per hylla/korg	20 kg					10 kg
Värmekapacitet	Värmer 10 Kanmed Geldynor GE-455015 från 22°C till 40°C på mindre än 3 timmar.					-
Temperaturområde	35°C – 50°C	35°C – 80°C	30°C – 50°C	30°C – 80°C	36°C – 50°C / 36°C – 80°C	35°C – 60°C
Noggrannhet	± 2°C	± 4°C	± 2°C	± 4°C	± 2°C / ± 4°C	± 2°C
Fabriksinställd maxtemperatur	42°C	70°C	42°C	70°C	42°C / 70°C	42°C / 60°C

Fördelar och annan information: Rostfritt stål av hög kvalitet. Polyuretanisolering för att minimera värmeförluster samt ljuddämpning. Dörrarna har dubbelt isolerglas av säkerhetstyp. Enkelglas i bänkskåpet. Stora och små skåp har skenor för max 10/5 hyllor / korgar. Höjden mellan hyllor / korgar är ca 13 cm. I textilskåpen kan hyllorna flyttas upp eller ned i steg om ca 13 cm.

Temperaturreglering: Programmerbar temperaturregulator med display. Temperaturer kan låsas. En oberoende kapillärtermosstat förhindrar överhettning. En bimetaltermosstat i värmeelementet förhindrar överhettning i elementet.



Se www.kanmed.se för mera information.
Här finner du även alla reservdelar till skåpen.

KANMED[°]
Kanmed AB
Hammarbacken 6A, SE-191 49 Sollentuna
Telefon: +46 8 564 80 630. E-post: info@kanmed.se
www.kanmed.se